



**GREEN  
MEDICAL**

Medizintechnik J. Schmuck

GREEN MEDICAL Medizintechnik J. Schmuck  
Fürth 25, A - 8755 St. Peter ob Judenburg

## Extensionsgestell GM034 fahrbar

- Finger - Extensionsgestell zur Behandlung von Unterarmverletzungen
- besonders stabiles Edelstahlfahrwerk mit 62 cm DM
- 5 Doppelaufrollen 75 mm DM, einzeln feststellbar und elektrisch leitfähig
- Querstange in der Höhe und Tiefe verstellbar
- 2. Querstange in der Tiefe verstellbar
- 5 Ketten mit Ringen zur Aufnahme von Fingerzughülsen

