

Domus

by Haelvoet



Domus

Komfort in verschiedenen Formen



Haelvoet nv
Edition 04/2021

Haelvoet behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.
Leichte Farbabweichungen sind möglich.

Domus Relax

In aller Seelenruhe und Gemütlichkeit optimalen Sitzkomfort genießen: das ist der Kerngedanke des Domus Relaxsessels.

Domus Classic Soft

Der Ergo-line Mechanismus einen Nutzen für den Patienten

Der Ergo-line Mechanismus ist mit einem beidseitig erreichbaren Hebel ausgestattet, dessen Verriegelung einfach zu betätigen ist. Im Gegensatz zum Domus Classic kippen Sitz, Rückenlehne und Beinstütze simultan und stufenlos.

Der A-sync Mechanismus optimaler Sitzkomfort

Der A-sync Mechanismus ermöglicht es, die Beinstütze und Rückenlehne unabhängig voneinander zu verstellen.

Der Classic Mechanismus Einfachheit und Ergonomie

Mit dem Classic Mechanismus kann der Sessel mit minimalem Kraftaufwand und ohne Hebel einfach nach hinten verstellt werden. Der Mechanismus hebt die zuerst die Beine auf. Danach wird es möglich, den ganzen Sessel einfach weiter zu kippen. Eine neue Position erfordert fast keine Anstrengung.

Der E-move Mechanismus Intuition und Sicherheit

Der Domus e-move ist mit einer elektrisch verstellbaren Beinstütze und Rückenlehne ausgestattet, die sich mittels einer intuitiven Handbedienung einfach betätigen lassen.



Domus **Soft**

18254	Ergo-line
07597	Classic
18532	A-sync
15032	E-move



Domus **Flex** mit Laufrollen

18251 *	Ergo-line
08901 *	Classic
16821 *	A-sync
15038 *	E-move



Domus **Flex** mit ergonomischen Holzarmlehnen und Holzbeinen

18251 *	Ergo-line
08901 *	Classic
16821 *	A-sync
15038 *	E-move

* Der abgebildete Domus ist mit Optionen ausgestattet.

Domus Fauteuil

Der Domus Sessel mit hoher Rückenlehne und abnehmbarem Sitz eignet sich perfekt für langes und komfortables Sitzen. Der abnehmbare Sitz vereinfacht die Reinigung des Sessels.



Domus Fauteuil Flex



Domus **Fauteuil Soft**

09886



Domus **Fauteuil Flex**
mit Laufrollen

09887



Domus **Fauteuil Flex**
mit ergonomischen Holzarmlehnen und Holzbeinen

09887 *

* Der abgebildete Domus ist mit Optionen ausgestattet.

Domus Club

Mit der Domus Kollektion kann man endlos kombinieren. Aufstehen ist kein Problem, dank der starken abgerundeten Armlehnen und angepasster Sitzhöhe. Zusammen mit einem Zwei- oder Dreisitzer kann ein komplettes Wohnzimmer für jeden Geschmack eingerichtet werden.



Domus Club Soft



Domus **Club-1 Soft**

08017



Domus **Club-1 Flex**
mit Laufrollen

09710



Domus **Club-1 Flex**
mit ergonomischen Holzarmlehnen und Beinen

09710 *



Domus **Club-2 Soft**

08391



Domus **Club-3 Soft**

09071

** Der abgebildete Domus ist mit Optionen ausgestattet.*



Domus Schlafsofa

Das Domus Schlafsofa ist an erster Stelle ein gemütliches Sofa. Dieses Duoprodukt kombiniert aber zwei Anwendungen: Komfortables Sitzen und herrliches Schlafen.

Tagsüber wird es als gemütliches Sofa benutzt, nachts als herrliches Bett. Das Domus Schlafsofa ist nicht nur platzsparend, sondern auch gastfrei. Ein unerwarteter Besucher oder ein zusätzlicher Gast kann ohne Probleme übernachten.

Benutzerfreundlich

Das Schlafsofa kann in nur 3 Bewegungen schnell und einfach ein- und ausgeklappt werden. Eine feuerhemmende Matratze gehört zur Standardausstattung. Das Domus Schlafsofa ist in einer schmalen (90 cm Breite) und mittelgroßen (100 cm Breite) Version erhältlich.


Verarbeitung und Qualität

Dank unseres reichhaltigen Angebots an Beizfarben und Polsterungen kann die Domus Kollektion vollständig in das Interieur Ihres Pflegeheims integriert werden.

Kunstleder



sandstone
code 960



sepia brown
code 962



camel
code 985



brick red
code 980



olive green
code 990



stormy blue
code 950



deep sea blue
code 954



midnight blue
code 952



concrete grey
code 970



graphite grey
code 972



espresso brown
code 964



charcoal black
code 975

Massivholz



nature varnish
code 25



white varnish *
code 121



washed oak *
code 170



havana *
code 056



ash monreale *
code 061



pear *
code 135



brown hazel *
code 057



puce dark oak *
code 020




warm grey *
code 141



wengé *
code 125



white mat lacquer *
code 300



black mat lacquer *
code 005

Muster von Holzverarbeitungen und Kunstleder können Sie bei Haelvoet bekommen.


Auf Wunsch kann Haelvoet kundenspezifische Lösungen für die totale Einrichtung Ihres Pflegeheims bieten.








* Optionale Beizfarben

Holz ist ein Naturprodukt, leichte Farbabweichungen sind möglich.




Dieses PEFC-Zertifikat gewährleistet, dass Haelvoet nur Holz verwendet, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ist eine Bewirtschaftung, die zugleich wirtschaftlich tragbar, umweltschonend und sozial verträglich ist. Durch unsere PEFC-zertifizierten Produkte zu kaufen, tragen auch Sie zur Umwelt und zum Fortbestehen unserer Wälder bei.



Optionen Domus by Haelvoet		Domus Ergo-line		Domus Classic		Domus A-sync		Domus E-move		Domus Fauteuil		Domus Club-1/ Club-2/ Club-3	
		Soft 18254	Flex 18251	Soft 07597	Flex 08901	Soft 18532	Flex 16821	Soft 15032	Flex 15038	Soft 09886	Flex 09887	Soft 08017/08391/09071	Flex 09710/10038/10039
													
001	Ergonomische Holzarmlehnen	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o
002	Abduktionskeil (am Esstablett Elice befestigen)	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o
003	Esstablettbefestigung	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o
004	Esstablett Elice (kombiniert mit Esstablettbefestigung)	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o
005	Holzbeine	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
006	Versteckte Laufrollen ø 50 mm mit Bremsbügel	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	-	-
007	Design Laufrollen ø 65 mm mit Bremse	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	o*
008	Design Laufrollen ø 100 mm mit Bremse und/oder Fußstütze	-	o	-	o	-	o	o	o	-	-	-	-
009	Holzbeine mit Hilfsrollen hinten	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o
010	Abnehmbare gepolsterte Armlehnen	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o
011	Abnehmbares Sitzkissen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
012	Verstellbares und abnehmbares Kopfstütz-/Nackenkissen	●	●	●	●	●	●	●	●	o	o	-	-
013	Viskoelastisches Sitzkissen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-
014	Anatomisches Reduktionskissen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-
015a	Infusionshalterung	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
015b	Infusionsständer	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
015c	Halb gepolsterte Armlehnen	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o
016	Ohrenbacken	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
017	Lockeres Dekokissen (40 x 40 cm oder 50 x 50 cm) (siehe Seite p.8)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

* : Beim Domus club-2 und club-3 sind die Holzbeine Standard, aber ohne integrierte Hilfsrollen

● : Standard o : Optionen - : Nicht möglich



GREEN MEDICAL

Medizintechnik J.Schmuck

Furth 25 | A - 8755 St. Peter ob Judenburg
+ 43 3579 21012 • www.greenmedical.at

HAELVOET BV **DIE NIEDERLANDE**

SCHIMMINCK 1, 5301 KR ZALTBOMMEL
T +31 (0) 88 599 05 99 F +31 (0) 88 599 05 00
INFO@HAELVOET.NL WWW.HAELVOET.NL

HAELVOET SA **DIE SCHWEIZ**

ROUTE DE LA PLAINE 45, 1580 AVENCHES
T +41 (0) 26 675 46 86 F +41 (0) 21 560 46 46
INFO@HAELVOET.CH WWW.HAELVOET.CH

HAELVOET NV **BELGIEN**

L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER
T +32 (0) 51 48 66 95 F +32 (0) 51 48 73 19
INFO@HAELVOET.BE WWW.HAELVOET.BE

HAELVOET S.A.R.L. **FRANKREICH**

AVENUE VAN PELT 12, 62300 LENS
T +33 (0) 3 21 70 63 71 F + 33 (0) 3 21 76 62 67
INFO@HAELVOET.FR WWW.HAELVOET.FR

HAELVOET S.R.L. **RUMÄNIEN**

PARCUL INDUSTRIAL 1,455200 JIBOU, SALAJ
T +40 (0) 260 64 22 33 F +40 (0) 260 64 22 55
INFO@HAELVOET.RO WWW.HAELVOET.RO

