

Levina 320-2 / 400-2

Duschoilettenstuhl

TOMTAR



Für die gepflegte Hygiene: Die stabilen, leichten und komfortablen Duschoilettenstühle bieten Ihnen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

Levina – auf einen Blick

- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Vier 5“-Schwenkrollen (zwei Feststeller)
- Maximale Überfahrhöhe 43,5 cm
- Option: Höhenadapter 5,3 cm
- Einsatz für geschlossene Sitzfläche
- Abschwenkbare und abnehmbare Beinstützen
- Armlehne und Sitzfläche gepolstert
- Ergonomisch geformte Rückenlehne
- Belastbar bis 120 kg
- Levina 400-2: zusätzlich mit Antriebsrädern und Lenkrollen

Sonderzubehör

- Eimer aus hochwertigem Kunststoff



	Levina 320-2	Levina 400-2
Sitz T x B x H (cm)	42 x 44 x 53	42 x 44 x 53
Seitenteilhöhe (cm)	22,5	22,5
Maße L x B x H (cm)	88,5 x 55,5 x 93	102 x 63,5 x 93
Gewicht (kg)	11,5	17