

Badehilfen

Hilfen für Bad und Toilette



Melbourne

Duschsessel mit Rückenlehne und Hygiene Ausschnitt

Gesamtbreite: 480 mm
Tiefe: 560 mm
Höhe: 720 - 820 mm
Sitzhöhe: 340 - 440 mm
back Höhe: 370 mm
Sitzbreite: 410 mm
Gewicht: 2,8 kg
Belastbarkeit: 150 kg



Lilly



Ideal für die Nutzung in Einrichtungen, wie Duschen, Bädern und anderen vergleichbaren Umgebungen. Mit Griffen an den Seiten der geformten Sitzfläche ist für ihren Komfort gesorgt. Mit Rückenlehne.

Gesamtbreite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Höhe: 770 - 870 mm
Sitzhöhe: 360 - 460 mm
Sitzbreite: 510 mm
Gewicht: 2 kg
Belastbarkeit: 150 kg



Kate

Der optimale Duschsitz für die Badewanne - mit zusätzlicher Sitzfläche welche als Rutschbrett das Umsetzen des Patienten extrem erleichtert.

Gesamtbreite: 830 mm
Tiefe: 610 mm
Höhe: 800 - 910 mm
Sitzhöhe: 470 - 580 mm
Sitzbreite: 690 mm
Gewicht: 4,5 kg
Belastbarkeit: 150 kg



Katy

Wie Kate- jedoch mit Hygiene Ausschnitt und Eimer.

Gesamtbreite: 800 mm
Tiefe: 560 mm
Höhe: 800 - 930 mm
Sitzhöhe: 410 - 540 mm
Sitzbreite: 660 mm
Gewicht: 5,2 kg
Belastbarkeit: 150 kg