

Hubschrauber- Patiententransportliege

Transportliege für alle Rettungstragen sowie Transportinkubatoren des ÖAMTC, ADAC, Heli Austria und SHS

- Hydraulisch höhenverstellbar
- Fahrwerk mit Zentralbremse und 5. Rad für höchste Sicherheit und Fahrkomfort
- Große Gepäckablage mit O2 Flaschenhalterung
- Individuelle Aufbauten für die Notversorgung
- Trägerplatte mit integrierten Schiebegriffen, starrem Kopf- und klappbarem Fußteil



Green Medical Medizintechnik

Josef Schmuck

Furth 25

8755 St. Peter

www.greenmedical.at | office@greenmedical.at

Umlagerungsboard



Aufbau mit Monitoring und Oxylog

