



**GREEN
MEDICAL**

Medizintechnik J. Schmuck

GREEN MEDICAL Medizintechnik J. Schmuck
Furth 25, A - 8755 St. Peter ob Judenburg

Patientensessel und Transportstuhl

ISCHIA AP00002

Der Patiententransportstuhl Ischia hat nicht nur durch die großen Räder an der Vorderseite beste Fahreigenschaften, er ist außerdem besonders wendig, stabil und hat zudem ein geringes Eigengewicht von nur 42 kg. Aus diesem Grund ist er bei dem Pflegepersonal ein sehr beliebter Transportstuhl.



Details:

- Fußstütze aufklappbar
- Rückenlehne verstellbar per Gasdruckfeder
- Sitzfläche neigbar +6° bis -33°
- Laufräder vorne Ø 30 cm
- Lenkrollen Ø 12,5 cm hinten mit Zentralbremse
- Armauflagen aufklappbar
- Kippschutz
- Polsterung: Kunstleder Giotto – antibakteriell und feuerfest, aus folgenden Farben wählbar:



ISCHIA