



Mollis Matratzen für Transportliegen

Komfort im Notfall



Mollis Matratzen für Transportliegen (Antidekubitus 2 Schichten)

Oft verbleibt der Patient eine lange Zeit auf der Transportliege. Dabei ist es sehr wichtig, dass der Patient bequem liegt, damit durch die lange Liegedauer keine weiteren Komplikationen entstehen.

Die Mollis Matratze für Transportliegen hat eine hohe Druckentlastung und kann deswegen das Risiko vermindern, dass der Patient Druckgeschwüre entwickelt.

Die Matratze hat einem strapazierbaren Überzug, mit einem hohen Liegekomfort für den Patienten.

Die Oberfläche der Unterseite gleitet leicht über die meisten Arten von Oberflächen. Standardmäßig sind an den Seiten 6 Handgriffe, die eine laterale Bewegung ermöglicht.

Als Alternative bieten wir 3 Handgriffe aus Textilfasern auf jeder Seite an.

Die Mollis Matratze für Transportliegen ist symmetrisch geformt.

Matratzenkern

Aufgrund des Aufbaus von zwei unterschiedlichen Schaumtypen hat die Mollis Matratze eine hohe Druckentlastung und hohen Liegekomfort, auch bei längerer Liegedauer.

Alternative Materialien

Die Mollis Matratze für Transportliegen ist auch mit eingeschweißtem PVC Bezug erhältlich.

Dieses Material vermindert etwas die Komforteigenschaften und erreicht nicht den Liegekomfort.

Mollis Direct mit einem festeren Matratzenkern sind als Option ebenfalls erhältlich.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Größe
griffe 200 x 60 x 10 cm
griffe 200 x 70 x 10 cm
griffe 200 x 60 x 10 cm
ndgriffe $200 \times 60 \times 10 \text{ cm}$
ndgriffe $200 \times 70 \times 10 \text{ cm}$
ndgriffe 200 x 60 x 10 cm
47 x 26 x 9 cm
50 x 60 cm

Gewichtsklasse

Bis 130 kg.

Brandschutz

Erfüllt die Anforderungen SS 876 00 01





Standard Kissen (siehe Bild) und Flex Kissen (maßgefertigt) sind optional.



Bitte lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Gebrauchsanweisung.













