

Liegetyp: Diagnose- und Behandlungsliege
Spezifische Verwendung: in der Fußpflege Modell mit getrenntem Beinbereich.
Einstellung der Bereiche: über Gasfeder/n
Breite der Bereiche: 2 verfügbare Größen
Mögliche Positionen: sesselähnlicher Sitz
Höheneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 60-110 cm
Mögliche Konfiguration: mit über ein Einzelpedal steuerbaren Rädern
Belastbar bis: kg 200




Code der dargestellten Liege
LE111 A1 WT



ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0023 NACKENKISSEN
- AC0025 KISSEN MIT ÖFFNUNG
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR
- AC0039 ZUSATZSCHALTAFEL 1 MOTOR
- AC0041 SCHALTAFELHALTER
- AC0026 KLEMMVORRICHTUNG
- AC0027 INFUSIONSSTÄNDER
- AC0028 SESSELARMLEHNE
- AC0029 ARMLEHNE FÜR BLUTENTNAHME

ZUR BESTELLUNG:



Zusammensetzung des Codes

Typ der Bereiche	 TEST LE111W	 TEST LARGE LE121W	 TEST PODO LE141W
Höheneinstellung	 A Elektrisch mit Pedalen		 C Hydraulisch
Optionen	1 Ohne Optionen	2 Mit Rädersatz	
Farbe Kunstleder	A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P		



Liegetyp: Diagnose- und Behandlungsliege
Spezifische Verwendung: Eco-Doppler Untersuchungen, Gynakologie, Urologic
Einstellung der Bereiche: über Gasfeder/n
Mögliche Positionen: sesselähnlicher Sitz
Höheneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 60-110 cm
Mögliche Konfiguration: mit über ein Einzelpedal steuerbaren Rädern
Belastbar bis: kg 200

Armlehne wird mitgeliefert.




Code der dargestellten Liege
LE131 A1 WT



ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0023 NACKENKISSEN
- AC0025 KISSEN MIT ÖFFNUNG
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR
- AC0039 ZUSATZSCHALTAFEL 1 MOTOR
- AC0041 SCHALTAFELHALTER
- AC0026 KLEMMVORRICHTUNG
- AC0027 INFUSIONSSTÄNDER
- AC0028 SESSELARMLEHNE
- AC0029 ARMLEHNE FÜR BLUTENTNAHME

ZUR BESTELLUNG:



Zusammensetzung des Codes

Typ der Bereiche	 TEST ECODOP LE131W	 TEST UROGYN LE151W	 Oberschenkelstützen und Schale werden mitgeliefert.
Höheneinstellung	 A Elektrisch mit Pedalen		 C Hydraulisch
Optionen	1 Ohne Optionen	2 Mit Rädersatz	
Farbe Kunstleder	A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P		

Liegetyp: Diagnose- und Behandlungsliege
Kopfteilbereich: mit Rückenlehnefunktion
Kopfteileinstellung: über Gasfeder/n
Mögliche Positionen: sesselähnlicher Sitz
Höheneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 60-110 cm
Große Räder mit Bremse: serienmäßig, mit Richtungssperre
Belastbar bis: kg 200



Code der dargestellten Liege
LE211 D1 WT




ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0023 NACKENKISSEN
- AC0025 KISSEN MIT ÖFFNUNG
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0039 ZUSATZSCHALTAFEL 1 MOTOR
- AC0041 SCHALTAFELHALTER
- AC0026 KLEMMVORRICHTUNG
- AC0027 INFUSIONSSTÄNDER
- AC0028 SESSELARMLEHNE
- AC0029 ARMLEHNE FÜR BLUTENTNAHME

ZUR BESTELLUNG:

Zusammensetzung des Codes



	TEST MOBIL LE211 1W	
Höheneinstellung	D Elektrisch mit Schalttafel	C Hydraulisch
Optionen	1 Ohne Optionen	
Farbe Kunstleder	A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P	

Liegetyp: Diagnose- und Behandlungsliege
Spezifische Verwendung: in der Fußpflege Modell mit getrenntem Beinbereich
Einstellung der Rückenlehne- und Beinbereiche: über Gasfeder/n
Einstellung des Sitzbereichs: über Motoreinheit
Mögliche Positionen: sesselähnlicher Sitz, Relax, Trendelenburg-Lage und Anti-Trendelenburg-Lage
Höheneinstellung: elektrisch, 65-115 cm
Mögliche Konfiguration: mit über ein Einzelpedal steuerbaren Rädern
Belastbar bis: kg 200



Code der dargestellten Liege
LE341 E1 W6




ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0023 NACKENKISSEN
- AC0025 KISSEN MIT ÖFFNUNG
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0038 ZUSATZPEDALE 2 MOTOREN
- AC0040 ZUSATZSCHALTAFEL 2 MOTOREN
- AC0041 SCHALTAFELHALTER
- AC0026 KLEMMVORRICHTUNG
- AC0027 INFUSIONSSTÄNDER
- AC0028 SESSELARMLEHNE
- AC0029 ARMLEHNE FÜR BLUTENTNAHME

ZUR BESTELLUNG:

Zusammensetzung des Codes



	TEST PLUS LE31E W		TEST PLUS PODO LE341E W	
Typ der Bereiche				
Höheneinstellung	E Elektrisch mit Pedalen 2 Motoren			
Optionen	1 Ohne Optionen	2 Mit Rädersatz		
Farbe Kunstleder	A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P			

Liegetyp:
Spezifische Verwendung:
Einstellung der Rückenlehne- und Beinbereiche:
Einstellung des Sitzbereichs:
Mögliche Positionen:

Diagnose- und Behandlungsliege
 in der Gynäkologie, in der Urologie
 über Gasfeder/n
 über Motoreinheit
 sesselähnlicher Sitz, Relax, Trendelenburg-Lage
 und Anti-Trendelenburg-Lage
 elektrisch, 65-115 cm
 Beinstützen, entfernbarer Stahlwanne
 mit über ein Einzelpedal steuerbaren Rädern
 kg 200



Code der dargestellten Liege
LE351E1W6


Höheneinstellung:
Serienmäßige Ausstattung:
Mögliche Konfiguration:
Belastbar bis:

ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0023 NACKENKISSEN
- AC0025 KISSEN MIT ÖFFNUNG
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0038 ZUSATZPEDALE 2 MOTOREN
- AC0040 ZUSATZSCHALTTAFEL 2 MOTOREN
- AC0041 SCHALTTAFELHALTER
- AC0026 KLEMMVORRICHTUNG
- AC0027 INFUSIONSSTÄNDER
- AC0028 SESSELARMLEHNE
- AC0029 ARMLEHNE FÜR BLUTENTNAHME

ZUR BESTELLUNG:

Zusammensetzung des Codes



	<p>TEST PLUS UROGYN LE351EW</p>	
Höheneinstellung	<p>E Elektrisch mit Pedalen 2 Motoren</p>	
Optionen	<p>1 Ohne Optionen 2 Mit Rädersatz</p>	
Farbe Kunstleder	<p>A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P</p>	



Liegetyp:
Spezifische Verwendung:
Kopfteilbereich:
Kopfteileinstellung:
Höheneinstellung:
Mögliche Konfiguration:
Belastbar bis:

Manipulationsliege
 Beispiel Bobath-Methode
 Rückenlehnefunktion (LB321A)
 über Gasfeder
 elektrisch, 47-97 cm
 mit Rädern und/oder seitlichen Seitengitter
 kg 150




Code der dargestellten Liege
LB321A1W3

ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0025 KISSEN MIT ÖFFNUNG
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR
- AC0039 ZUSATZSCHALTTAFEL 1 MOTOR

ZUR BESTELLUNG:

Zusammensetzung des Codes



	<p>BOBATH ECO D100 LB321AW</p>		<p>BOBATH ECO T100 LB321AW</p>	
Typ der Bereiche	<p>A Elektrisch mit Pedalen</p>			
Höheneinstellung				
Optionen	<p>1 Ohne Optionen 2 Mit Rädersatz</p>		<p>3 Seitengitter 4 Rädersatz und Kanten</p>	
Farbe Kunstleder	<p>A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P</p>			