

Liegetyp: Untersuchungs- und Manipulationsliege
Gesichtsöffnung: serienmäßig, mit Verschluss
Kopfteileneinstellung: über Gasfeder/n
Mögliche Positionen: sitzend mit Rückenlehne, partielle Trendelenburg-Lage (für Modelle LH112 – LH113)
 Relax mit gebeugten Beinen (für das Modell LH114)
Höheneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 47-97 cm
Erwähnenswertes Zubehör: klappbare seitliche Armlehnen (AC0018)
Mögliche Konfiguration: mit über ein Einzelpedal steuerbaren Rädern
Belastbar bis: 200 kg




Dargestellte Liege
LH114 B2 WR



ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0005 RIEMEN (nur für Ther 1)
- AC0016 STANGENSATZ (nur für Ther 1)
- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0018 SEITLICHE ARMLEHNEN
- AC0021 KOPFTEILSTANGE
- AC0023 NACKENKISSEN (nur für Ther 2 und Nar)
- AC0024 GESICHTSKISSEN
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0032 KLAPPBARER TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR

ZUR BESTELLUNG:



Zusammensetzung des Codes

Typ der Bereiche	 THER 1 LH111 W	 THER 2 LH112 W	 THER NAR LH113 W	 THER FLEXION LH114 W
Höheneinstellung	 A Elektrisch mit Pedalen	 B Elektrisch Rundumschaltung	 C Hydraulisch	
Optionen	1 Ohne Optionen	2 Mit Rädersatz		
Farbe Kunstleder	A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P			

Liegetyp: Untersuchungs- und Manipulationsliege
Kopfteilbereich: mit verstellbaren Armlehnen
Gesichtsöffnung: serienmäßig, mit Verschluss
Einstellung der Bereiche: über Gasfeder/n
Mögliche Positionen: sitzend mit Rückenlehne, partielle Trendelenburg-Lage (für Modelle LH122 - LH123)
 Relax mit gebeugten Beinen (für das Modell LH124)
Höheneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 47-97 cm
Erwähnenswertes Zubehör: klappbare seitliche Armlehnen (AC0018)
Mögliche Konfiguration: mit über ein Einzelpedal steuerbaren Rädern
Belastbar bis: 200 kg




Dargestellte Liege
LH124 B2 WR



ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0005 RIEMEN (nur für Ther Plus 1)
- AC0016 STANGENSATZ (nur für Ther Plus 1)
- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0018 SEITLICHE ARMLEHNEN
- AC0021 KOPFTEILSTANGE
- AC0023 NACKENKISSEN (nur für Ther 2 und Nar)
- AC0024 GESICHTSKISSEN
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0032 KLAPPBARER TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR

ZUR BESTELLUNG:



Zusammensetzung des Codes

Typ der Bereiche	 THER PLUS 1 LH121 W	 THER PLUS 2 LH122 W	 THER PLUS NAR LH123 W	 THER PLUS FLEXION LH124 W
Höheneinstellung	 A Elektrisch mit Pedalen	 B Elektrisch Rundumschaltung	 C Hydraulisch	
Optionen	1 Ohne Optionen	2 Mit Rädersatz		
Farbe Kunstleder	A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P			

Liegetyp: Untersuchungs- und Manipulationsliege
Zusatzverwendung: gynäkologische Untersuchung
Gesichtsöffnung: serienmäßig, mit Verschluss über Gasfeder/n
KopfteilEinstellung: sitzend mit Rückenlehne, partielle Trendelenburg-Lage, Lage für gynäkologische Untersuchung
Mögliche Positionen: sitzend mit Rückenlehne, partielle Trendelenburg-Lage, Lage für gynäkologische Untersuchung
Höheneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 47-97 cm
Erwähnenswerte Ausstattung: Beinstützen
Mögliche Konfiguration: mit über ein Einzelpedal steuerbaren Rädern
Belastbar bis: 200 kg

Die bezugenen Oberschenkelstützen werden mitgeliefert.



Dargestellte Liege LH118 B2 WR




ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0018 SEITLICHE ARMLEHNEN
- AC0021 KOPFTEILSTANGE
- AC0023 NACKENKISSEN
- AC0024 GESICHTSKISSEN
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0032 KLAPPBARER TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR

ZUR BESTELLUNG:

Zusammensetzung des Codes



	<p>THER GYN</p> <p>LH118 W</p>	
Höheneinstellung	<p>A Elektrisch mit Pedalen</p>	<p>B Elektrisch Rundumschaltung</p>
	<p>C Hydraulisch</p>	
Optionen	<p>1 Ohne Optionen</p>	<p>2 Mit Rädersatz</p>
Farbe Kunstleder	<p>A B 4 D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P</p>	

Liegetyp: Untersuchungs- und Manipulationsliege mit oder ohne verstellbare Armlehnen
Kopfteil: serienmäßig, mit Verschluss über Gasfeder/n
Gesichtsöffnung: sitzend mit Rückenlehne, partielle Trendelenburg-Lage, Lage für gynäkologische Untersuchung
KopfteilEinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 47-97 cm
Mögliche Positionen: sitzend mit Rückenlehne, partielle Trendelenburg-Lage, Lage für gynäkologische Untersuchung
Höheneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 47-97 cm
Erwähnenswerte Zubehör: klappbare seitliche Armlehnen (AC0018)
Mögliche Konfiguration: mit über ein Einzelpedal steuerbaren Rädern
Belastbar bis: 200 kg



Dargestellte Liege LH127 B2 WR




ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0018 SEITLICHE ARMLEHNEN
- AC0021 KOPFTEILSTANGE
- AC0024 GESICHTSKISSEN
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0032 KLAPPBARER TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR

ZUR BESTELLUNG:

Zusammensetzung des Codes



	<p>THER MODULAR</p> <p>LH127 W</p>	
	<p>THER PLUS MODULAR</p> <p>LH127 W</p>	
Höheneinstellung	<p>A Elektrisch mit Pedalen</p>	<p>B Elektrisch Rundumschaltung</p>
	<p>C Hydraulisch</p>	
Optionen	<p>1 Ohne Optionen</p>	<p>2 Mit Rädersatz</p>
Farbe Kunstleder	<p>A B 4 D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P</p>	

Liegetyp: Manipulationsliege für Knochenleiden
Spezifische Verwendung: serienmäßig, mit Verschluss über Gasfeder
Gesichtsöffnung: über Gasfeder
Kopfteileneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 47-97 cm
Höheneinstellung: hochdichte Polsterungen
Erwähnenswerte Ausstattung: Armentlastung (AC0019)
Erwähnenswertes Zubehör: mit über ein Einzelpedal steuerbaren Rädern
Mögliche Konfiguration:
Belastbar bis: kg 200



Möglichkeit der Umstellung des Kopfteils

ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0019 TRANSVERSALE ARMLEHNE
- AC0021 LIEGENSTANGE
- AC0024 GESICHTSKISSEN
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0032 KLAPPBARER TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR



Dargestellte Liege
LH135 B2 WZ

ZUR BESTELLUNG:

Zusammensetzung des Codes

L H 1 3 5 W

Höheneinstellung
Optionen
Farbe Kunstleder

<p>ZUBEHÖR</p> <p>AC0019 TRANSVERSALE ARMLEHNEE Zur Armentlastung, nur für die Liege Osteo</p> <p>Zubehör seitliche Stange</p>				
	<p>THER OSTEO</p> <p>L H 1 3 5 W</p>			
<p>Höheneinstellung</p>	<p>A Elektrisch mit Pedalen</p>		<p>B Elektrisch Rundumschaltung</p>	
	<p>C Hydraulisch</p>			
	<p>Optionen</p> <p>1 Ohne Optionen 2 Mit Rädersatz</p>			
<p>Farbe Kunstleder</p>	<p>A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P</p>			

Liegetyp: Manipulationsliege
Spezifische Verwendung: Allgemeine posturale Rehabilitation (RPG)
Gesichtsöffnung: serienmäßig, mit Verschluss über Gasfeder
Kopfteileneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 47-97 cm
Höheneinstellung: bis um 180° drehbare Armlehnen, hochdichte Polsterung
Erwähnenswerte Ausstattung: Kopfteilstange (AC0021), Wandstange (AC0022)
Erwähnenswertes Zubehör: mit über ein Einzelpedal steuerbaren Rädern
Mögliche Konfiguration:
Belastbar bis: kg 200



Die zwei seitlichen Armlehnen können bis um 180° gedreht und um 12 cm verschoben werden.

ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0021 LIEGENSTANGE
- AC0022 WANDSTANGE
- AC0024 CUSCINO FACCIALE
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0032 KLAPPBARER TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR



Dargestellte Liege
LH126 B2 WZ

ZUR BESTELLUNG:

Zusammensetzung des Codes

L H 1 2 6 W

Höheneinstellung
Optionen
Farbe Kunstleder

<p>ZUBEHÖR</p> <p>AC0021 TRANSVERSALE ARMLEHNEE Zur Armentlastung, nur für die Liege Osteo</p> <p>Zubehör seitliche Stange</p>				
	<p>THER PLUS GLOBAL</p> <p>L H 1 2 6 W</p>			
<p>Höheneinstellung</p>	<p>A Elektrisch mit Pedalen</p>		<p>B Elektrisch Rundumschaltung</p>	
	<p>C Hydraulisch</p>			
	<p>Optionen</p> <p>1 Ohne Optionen 2 Mit Rädersatz</p>			
<p>Farbe Kunstleder</p>	<p>A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P</p>			