

Liegetyp: Untersuchungs- und Behandlungsliege für physische Therapie
Kopfteilbereich: Rückenlehnefunktion
Gesichtsöffnung: serienmäßig über Gasfeder
Kopfteileinstellung: 4 verfügbare Größen
Höheneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 47-97 cm
Mögliche Konfiguration: mit Rädern und/oder seitlichen Kanten
Belastbar bis: 200 kg




Dargestellte Liege
LV111 A1 W6

ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0020 VERSCHLUSS FÜR GESICHTSÖFFNUNG
- AC0024 GESICHTSKISSEN
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0032 KLAPPBARER TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR
- AC0039 ZUSATZSCHALTAFEL 1 MOTOR
- AC0041 SCHALTAFELHALTER

ZUR BESTELLUNG



Zusammensetzung des Codes

Breite der Bereiche				
	VISIT 1 LV111W	VISIT LARGE LV121W	VISIT EXTRA LARGE LV131W	VISIT NAR LV141W
Höheneinstellung				
	A Elektrisch mit Pedalen	B Elektrisch Rundumschaltung	C Hydraulisch	
Optionen				
	1 Ohne Optionen	2 Mit Rädersatz	3 Seitengitter	4 Rädersatz und Seitengitter
Farbe Kunstleder	A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P			



Liegetyp: Untersuchungs- und Behandlungsliege
Kopfteilbereich: Rückenlehnefunktion
Gesichtsöffnung: serienmäßig über Gasfeder
Einstellung der Bereiche: Trendelenburg-Lage
Mögliche Positionen: Trendelenburg-Lage
Höheneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 47-97 cm
Mögliche Konfiguration: mit über ein Einzelpedal steuerbaren Rädern
Belastbar bis: 200 kg




Dargestellte Liege
LV151 A1 W6

ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0020 VERSCHLUSS FÜR GESICHTSÖFFNUNG
- AC0024 GESICHTSKISSEN
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0032 KLAPPBARER TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR
- AC0039 ZUSATZSCHALTAFEL 1 MOTOR
- AC0041 SCHALTAFELHALTER

ZUR BESTELLUNG



Zusammensetzung des Codes

	VISIT TREND LV151W			
Höheneinstellung				
	A Elektrisch mit Pedalen	B Elektrisch Rundumschaltung	C Hydraulisch	
Optionen				
	1 Ohne Optionen	2 Mit Rädersatz		
Farbe Kunstleder	A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P			

Liegetyp: Untersuchungs- und Behandlungsliege
Kopfteilbereich: Rückenlehnefunktion
Gesichtsöffnung: serienmäßig
Kopfteileinstellung: über Gasfeder
Mögliche Positionen: Relax mit gebeugten Beinen
Höheneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 47-97 cm
Mögliche Konfiguration: mit Rädern und/oder seitlichen Seitengitter
Belastbar bis: 200 kg




Dargestellte Liege
LV161 A1 W6

ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0020 VERSCHLUSS FÜR GESICHTSÖFFNUNG
- AC0024 GESICHTSKISSEN
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0032 KLAPPBARER TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR
- AC0039 ZUSATZSCHALTAFEL 1 MOTOR
- AC0041 SCHALTAFELHALTER

ZUR BESTELLUNG:

Zusammensetzung des Codes



	VISIT FLEXION LV161 W			
Höheneinstellung				
	A Elektrisch mit Pedalen	B Elektrisch Rundumschaltung	C Hydraulisch	
Optionen				
	1 Ohne Optionen	2 Mit Rädersatz	3 Seitengitter	4 Rädersatz und Kanten
Farbe Kunstleder	A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P			

Liegetyp: Untersuchungs- und Behandlungsliege
Kopfteilbereich: Rückenlehnefunktion
Gesichtsöffnung: serienmäßig
Kopfteileinstellung: über Gasfeder
Breite der Bereiche: 2 verfügbare Größen
Höheneinstellung: elektrisch oder hydraulisch, 47-97 cm
Große Räder mit Bremse: serienmäßig, mit Richtungssperre
Mögliche Konfiguration: seitliche Seitengitter
Belastbar bis: 200 kg




Dargestellte Liege
LV211 D1 W6

ZUBEHÖR (dargestellt auf Seite 29)

- AC0017 ZUSATZBATTERIE
- AC0020 VERSCHLUSS FÜR GESICHTSÖFFNUNG
- AC0024 GESICHTSKISSEN
- AC0031 TUCHHALTER
- AC0033 VERTIKALER TUCHHALTER
- AC0034 2-LAGEN-TUCH
- AC0035 GROSSES TUCH
- AC0036 SCHUTZTUCH
- AC0037 ZUSATZPEDALE 1 MOTOR
- AC0039 ZUSATZSCHALTAFEL 1 MOTOR
- AC0041 SCHALTAFELHALTER

ZUR BESTELLUNG:

Zusammensetzung des Codes



	VISIT MOBIL LV211 W	VISIT MOBIL LARGE LV221 W	VISIT MOBIL TREND LV251 W	
Breite der Bereiche				
	D Elektrisch mit Schalttafel		C Hydraulisch	
Höheneinstellung				
			3 Seitengitter	
Optionen	1 Ohne Optionen			
Farbe Kunstleder	A B 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P			