

FINGER - EXTENSIONSEINHEIT

Art.Nr.: SB009



OPTIONEN

1

FINGER-EXTENSIONSHÜLSEN
AUS KUNSTSTOFF, BAST
ODER EDELSTAHL

EXTENSIONSGEWICHTE







2

3

EXTENSIONSGURTE

PRODUKT- BESCHREIBUNG

Die von Green Medical speziell entwickelte Finger-Extensionseinheit ist zur Montage am Aufrichter vorgesehen. Die Möglichkeit zur Höhen- und Tiefenverstellung gewährt die bestmögliche Behandlung am Patienten.

-  Zur Montage mittels Schienenklobe an der Normschiene am Aufrichter
-  Zusätzlich um 30 cm höhenverstellbar und mittels Sicherheitsbolzen gegen abrutschen gesichert
-  Länge Ausleger: 400 mm
-  Länge Querriegel 200 mm
-  Lieferung inkl. 5 Ketten zur Aufnahme von Finger-Extensionshülsen (nicht inkludiert)
-  Finger-Extensionshülsen separat erhältlich!

