



HELICOPTER STRETCHER

SB177

DETAILS

1

HYDRAULISCH
HÖHENVERSTELLBAR VON 76 CM
bis 96 CM (2-SEITIGE
BEDIENUNGSMÖGLICHKEIT)

FAHRWERK MIT LAUFROLLEN
Ø 200 MM (INKL. 5. RAD UND
ZENTRALBREMSE)

2

3 BIS 200 KG BELASTBAR

EIGENE RÄDER FÜR DEN
FREIBEREICH

4

5

NORMSCHIENEN AN BEIDEN
LÄNGSSEITEN

PRODUKT- BESCHREIBUNG

Der Helicopter Stretcher ist eine Transportliege, die von Green Medical entwickelt wurde und von der Firma BMB Medical aus Frankreich hergestellt wird. Der Helicopter Stretcher ist für alle Rettungstragen sowie Transportinkubatoren des ÖAMTC, ADAC, Heli Austria und SHS anpassbar.

Die Hubschrauber-Patiententransportliege erfüllt die Anforderungen einer hydraulisch höhenverstellbaren, gut fahrbaren Liege mit eigenem Verriegelungssystem für die Hubschraubertrage. Zudem ist sie bestens auf unterschiedliches Notfallequipment aufrüstbar. Das Fahrwerk mit Zentralbremse sowie ein fünftes Rad sorgen für höchste Sicherheit und Fahrkomfort. Des Weiteren verfügt die Transportliege über eine große Gepäckablage mit O²-Flaschenhalterung.

OPTIONEN

Auf- und Anbauten für Monitore, Oxylog, Absaugereinheit, Defibrillator, Infusionsstativ, Providoc und Mobidoc.

Nähere Infos bei Ihrem persönlichen Berater!