

# SQ TROLLEY

## der Firma Insausti



## EIGENSCHAFTEN

1

VOLLAUSZUGSLADEN  
(SELBSTSCHLIEßEND)

GRÖßE: 480 MM x 480 MM

2

3

ARBEITSHÖHE: 980 MM

LADENGRÖßE:  
390 MM x 390 MM x 130 MM

4

5

4 DOPPELLAUFRÖLLEN Ø 100 MM  
ODER 125 MM (2 RÖLLEN  
FESTSTELLBAR)

LADENFRONT:  
WEIß, ROT ODER BLAU

6

7

KARTEN ZUR  
LADENKENNZEICHNUNG:  
WEIß ODER BUNT

## PRODUKT- BESCHREIBUNG

Die SQ Trolleys gehören zu den kleinsten Funktionswägen der Firma Insausti. Die Wägen sind mit selbstschließenden Vollauszugsladen aus Kunststoff ausgestattet und werden in Bereichen eingesetzt, in denen wenig Platz vorhanden ist oder nur wenige Utensilien benötigt werden.



## TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**SQUARE TROLLEY CARRO CUADRADO** **CE**

~~ISO~~

**480 x 480 mm**



Prepared for elevated accessories

Preparado para accesorios elevados

Monobloc structure of AISI-304

stainless steel

Union with rivets and TIG welding

Estructura monobloque de acero

inoxidable AISI-304

Unión con remaches y soldadura TIG

Ergonomic handle

Asa ergonómica

Total opening

Steel ball-bearing slides

with retention system, 20 kg

Apertura total

Correderas de bolas de

acero con sistema de

retención, 20 kg



Front stop

It protects the slide against strong impacts when closing

Tope frontal

Protege la corredera contra fuertes impactos de cierre


Prepared for ref. 32R, 37R, 50, 51, 57

Preparado para ref. 32R, 37R, 50, 51, 57


## TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### SQUARE TROLLEY CARRO CUADRADO

~~ISO~~ 480 x 480 mm



**SQS**




**SQM**



### DOUBLE TROLLEY CARRO DOBLE

ISO 900 x 630 mm



**300 SERIES SERIE**



# MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN

SQS CE

~~ISO~~

480 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, TRAUMATOLOGY, DIAGNOSIS, DRESSING, INJECTIONS, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, VENDAJES, EXTRACCIONES, CONSULTAS EXTERNAS



STATIC TROLLEYS

CARROS ESTÁTICOS



**Q024 W**  
SQ021 W.26LW(R1Q)

## CENTRAL SUPPORT SOPORTE CENTRAL



**R1Q**

## BIN (Optional) CUBO (Opcional)



**50 - 13 LITRES LITROS**  
**51 - 26 LITRES LITROS**

# MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN

## SQS CE

~~ISO~~  
480 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, TRAUMATOLOGY, DIAGNOSIS, DRESSING, INJECTIONS, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, VENDAJES, EXTRACCIONES, CONSULTAS EXTERNAS



**STATIC TROLLEYS**  
CARROS ESTÁTICOS



**Q068 B**  
SQ061 B.26(R2Q.R1Q).33R.46.50

**CENTRAL SHELF**  
ESTANTE CENTRAL



**R2Q**

**CENTRAL SUPPORT**  
SOPORTE CENTRAL



**R1Q**



Contaminated waste on  
right side

Desechos contaminados  
en lado derecho

# MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN

SQS CE

~~ISO~~

480 x 480 mm

ICU, CARDIOLOGY, TRAUMATOLOGY, DIAGNOSIS, DRESSING, INJECTIONS, OUTPATIENTS CLINICS

UCI, CARDIOLOGÍA, TRAUMATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, VENDAJES, EXTRACCIONES, CONSULTAS EXTERNAS



**STATIC TROLLEYS**

**CARROS ESTÁTICOS**



**3 GLOVE BOX HOLDER (Optional)**

**SOPORTE 3 CAJAS DE GANTES**

**(Opcional)**



46

**BIN (Optional)**

**CUBO (Opcional)**



**50 - 13 LITRES LITROS**

**51 - 26 LITRES LITROS**

**Q092 W.(6)CP**

SQ061 W.26(RA5Q.A5.R1Q).30.33L.(6)CP

# MULTIFUNCTION MULTIFUNCIÓN

SQS CE

~~ISO~~

480 x 480 mm



STATIC TROLLEYS  
CARROS ESTÁTICOS



**Q025 W**  
SQ022 W.32R



**Q027 B**  
SQ021TXQ B.26M(R75QM)



**Q054 B**  
SQ061 B.32R



**Q058 B**  
SQ061 B.32R.46



**Q063 W**  
SQ061 W.32L.33R.50



**Q064 W**  
SQ061 W.26(RA4Q.A5).32L.33R.50



**Q072 B**  
SQ061 B.30.32L



**Q077 W**  
SQ061 W.26LW(R1Q).30.33L



**Q091 W**  
SQ061 W.26(RA4Q.A5).32R

# ANAESTHESIA ANESTESIA

SQS CE

~~ISO~~

480 x 480 mm

EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA

SERVICIO URGENCIAS, QUIRÓFANO, URPA



**STATIC TROLLEYS**

CARROS ESTÁTICOS

**CENTRAL SHELF (Optional)**

ESTANTE CENTRAL (Opcional)



**R2Q**

For medication labels dispenser, syringe identification

Para dispensador de etiquetas de medicación, identificación de jeringuillas

**DIVIDERS (Optional)**

SEPARADORES (Opcional)



**6 DMQ**



**Q096 W**

SQ061 W.26(RA4Q.A5).30.32L

**EMERGENCY EMERGENCIA**  
**SQM CE**

~~ISO~~

**480 x 480 mm**



**EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS**

**CARROS ALTA MOVILIDAD**

Defibrillator Desfibrilador **Bexen cardio**



**Q260 R**

SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.40  
1.604 € exkl. MwSt

**DIVIDERS (Optional)**

**SEPARADORES (Opcional)**



**6 DMQ**

**SUCTION UNIT SUPPORT (Optional)**

**SOPORTE ASPIRADOR (Opcional)**



**39R**

## EMERGENCY EMERGENCIA

SQM 

~~ISO~~

480 x 480 mm



**EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS**

**CARROS ALTA MOVILIDAD**

Security, manual locking

Numbered disposable seals

The seal guarantees that the trolley has been prepared and checked

Seguridad, bloqueo manual

Precintos desechables numerados

El precinto garantiza que el carro ha sido preparado y revisado



### **Q200 R**

SQ021 R.AST.12B.14

Wheels Ruedas Ø 100 mm

805 € exkl. MwSt



### **Q222 R**

SQ161 R.12.14.36.40  
1.300 € exkl. MwSt



### **Q272 B**

SQ161 B.12.14.34.36.40  
1.392 € exkl. MwSt



### **Q250 R**

SQ161 R.12.14.30.34.36.40  
1.510 € exkl. MwSt



### **Q299 R**

SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.39R.40  
1.662 € exkl. MwSt



### **Q265 R**

SQ161 R.12.14.26(R7Q).32R.34.36.40  
1.599 € exkl. MwSt



### **Q224 R**

SQ161 R.12.14.26LW(R7Q).28EV.  
32R.34.36.40  
1.795 € exkl. MwSt

# TREATMENT CURAS

## SQM

HOSPITALIZATION UNITS

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

COMPUTER MEDICAL TROLLEY

CARRO MÉDICO PARA ORDENADOR



**Q190 W**

SQ161TXQ W.26M(R75QM).30.32L.46.50

~~ISO~~

480 x 480 mm



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

CARROS ALTA MOVILIDAD

VESA MONITOR SUPPORT

SOPORTE PARA MONITOR VESA



**26M(R75QM)**

3 Positions, adjustable

3 Posiciones, regulable

CABLE LEAD THROUGH

PASACABLES



KEYBOARD DRAWER

CAJÓN PARA TECLADO



# TREATMENT CURAS

## SQM

### HOSPITALIZATION UNITS

### UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN



**Q605 W**  
SQ022 W.AST.32R.50  
Wheels Ruedas Ø 100 mm



**Q105 B**  
SQ132 B.32R.50



### EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

### CARROS ALTA MOVILIDAD



**Q108 W.(6)C0**  
SQ161 W.27.32R.46.50.(6)C0



**Q106 W**  
SQ161 W.32R.46.50



**Q112 W**  
SQ161 W.32R.46.48L.50



**Q136 B**  
SQ161 B.26LW(R1Q).33R.46.50



**Q142 B**  
SQ161 B.30.32L.46.50



**Q150 B**  
SQ161 B.26LW(R1Q).30.46.50



**Q158 W**  
SQ161 W.26(RA5Q.A5.R1Q).  
30.33L.46.50

# SQUARE TROLLEYS CARROS CUADRADOS

SQS CE

~~ISO~~

480 x 480 mm



STATIC TROLLEYS

CARROS ESTÁTICOS



SQ010



SQ005



SQ040



SQ021

SQ021TXQ

Keyboard drawer, cable  
lead through

Cajón para teclado, pasacables



SQ022



SQ032



SQ033



SQ061

SQ061TXQ

Keyboard drawer, cable  
lead through

Cajón para teclado, pasacables



SQ065

# SQUARE TROLLEYS CARROS CUADRADOS

SQM 

~~ISO~~

480 x 480 mm



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

CARROS ALTA MOVILIDAD



SQ132



SQ133



SQ161

SQ161TXQ

Keyboard drawer, cable  
lead through

Cajón para teclado, pasacables



SQ165

## ACCESSORIES ACCESORIOS







### SQUARE TROLLEY DIVIDERS SEPARADORES CARRO CUADRADO

PC, polycarbonate PC, policarbonato

**DMQ - Height Altura 57 mm**



**DSQ - Height Altura 130 mm**



## ACCESSORIES ACCESORIOS

### KEY LOCKING BLOQUEO DE LLAVE



#### **10**

Square, simple trolley, total locking  
Carro cuadrado, simple, bloqueo total

#### **10N2**

Double trolley, total locking  
Left side, right side  
Carro doble, bloqueo total  
Lado izquierdo, lado derecho

#### **10M2**

Square trolley, 2 130 mm drawers locking  
Simple trolley, 2 100 mm ISO drawers locking  
Carro cuadrado, bloqueo 2 cajones 130 mm  
Carro simple, bloqueo 2 cajones ISO 100 mm



#### **10D**

Square trolley, 2 57 mm drawers locking  
Simple trolley, 2 50/100 mm ISO drawers locking  
Carro cuadrado, bloqueo 2 cajones 57 mm  
Carro simple, bloqueo 2 cajones ISO 50/100 mm

#### **10DN2**

Double trolley, 4 ISO drawers locking  
50/100 mm left side, 50/100 mm right side  
Carro doble, bloqueo 4 cajones ISO  
Lado izquierdo 50/100 mm, lado derecho 50/100 mm

#### **10JK**

Set of 4 keys  
Juego de 4 llaves

All the locks include 4 keys Todos los bloqueos incluyen 4 llaves

### CODE LOCKING BLOQUEO DE CÓDIGO



#### **10C0D**

Square, simple trolley, total locking  
Carro cuadrado, simple, bloqueo total

#### **10C0DN2**

Double trolley, total locking  
Left side, right side  
Carro doble, bloqueo total  
Lado izquierdo, lado derecho

## ACCESSORIES ACCESORIOS

### SEAL LOCKING BLOQUEO PARA PRECINTOS



#### **12**

Square, simple trolley, total locking  
Carro cuadrado, simple, bloqueo total



#### **12D**

Square trolley, 2 57 mm drawers locking  
Simple trolley, 2 50/100 mm ISO drawers locking  
Carro cuadrado, bloqueo 2 cajones 57 mm  
Carro simple, bloqueo 2 cajones ISO 50/100 mm

#### **12N2**

Double trolley, total locking  
Left side, right side  
Carro doble, bloqueo total  
Lado izquierdo, lado derecho

#### **12DN2**

Double trolley, 4 ISO drawers locking  
50/100 mm left side, 50/100 mm right side  
Carro doble, bloqueo 4 cajones ISO  
Lado izquierdo 50/100 mm, lado derecho 50/100 mm

### INDIVIDUAL SEAL LOCKING BLOQUEO INDIVIDUAL PARA PRECINTOS

#### **12B**

Square, simple trolley, maximum 11 seals  
Carro cuadrado, simple, máximo 11 precintos

#### **12BN2**

Double trolley, maximum 22 seals  
11 left side, 11 right side  
Carro doble, máximo 22 precintos  
11 lado izquierdo, 11 lado derecho



### NUMBERED DISPOSABLE SEALS PRECINTOS DESECHABLES NUMERADOS

Number for the control of hospital emergencies  
100 units

Numeración para el control de emergencias hospitalarias  
100 unidades



## LEFT SIDE ACCESSORIES ACCESORIOS LADO IZQUIERDO

### GAS BOTTLE STAND SOPORTE PARA BOTELLAS DE GAS

Ø 110 mm / Ø 140 mm

Max. 18 kg

Supported with ref. 44L, 46

Compatible con ref. 44L, 46



**36**

### 3 GLOVE BOX HOLDER SOPORTE 3 CAJAS DE GUANTES

Depth Profundidad 87 mm

Adjustable width Anchura regulable 200 - 260 mm



**46**

**460P** Open trolley Carro abierto

### DOCUMENT HOLDER PORTADOCUMENTOS

Height Altura 350 mm

Dimensions Dimensiones 420 x 135 mm



**59**

## RIGHT SIDE ACCESSORIES ACCESORIOS LADO DERECHO

### FOLD DOWN TRAY BANDEJA ABATIBLE

Polyethylene Polietileno

Protection on all 4 sides Protección 4 lados



30

### SUCTION UNIT SUPPORT SOPORTE ASPIRADOR

Useful dimensions Dimensiones útiles 250 x 420 mm

Max. 12 kg

Epoxy painted steel Acero pintado epoxi



39R

### 13 LITRES BIN CUBO 13 LITROS



50

### TWO 13 LITRES BINS DOS CUBOS 13 LITROS



50B

### 26 LITRES BIN CUBO 26 LITROS



51

### 25 LITRES PEDAL BIN CUBO DE PEDAL 25 LITROS



57

## LEFT - RIGHT SIDE ACCESSORIES ACCESORIOS LADO IZQUIERDO - DERECHO

### SIDE SUPPORT SOPORTE LATERAL

Width Anchura 155 mm



**Square, simple trolley Carro cuadrado, simple**

**32L** Left Izquierdo  
**32R** Right Derecho

**Double trolley Carro doble**

**32NL** Left Izquierdo  
**32NR** Right Derecho

### FIXING RAIL RIEL DE FIJACIÓN

25 x 10 mm Max. 20 kg  
Stainless steel Acero inoxidable



**Square, simple trolley Carro cuadrado, simple**

**37L** Left Izquierdo  
**37R** Right Derecho

**Double trolley Carro doble**

**37NL** Left Izquierdo  
**37NR** Right Derecho

### CATHETER CONTAINER CONTENEDOR DE CATÉTERES

Height Altura 420 mm  
Not supported with No compatible con ref. 30, 46



**44L** Left Izquierdo  
**44R** Right Derecho  
**D44** Divider Separador

### DISPOSABLE CONTAINER SUPPORT APOYO CONTENEDOR DESECHABLE

Max. 10 litres 10 litros  
Epoxy painted steel Acero pintado epoxi



**33L** Left Izquierdo  
**33R** Right Derecho

## BACK SIDE ACCESSORIES ACCESORIOS PARTE POSTERIOR

### BACK FIXING RAIL RIEL DE FIJACIÓN POSTERIOR

25 x 10 mm Max. 20 kg  
Stainless steel Acero inoxidable



**37QT** Square Cuadrado  
**37T** Simple

### CPR BOARD TABLA RCP (REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR)

Dimensions Dimensiones 660 x 440 mm



34

### ELECTRICAL CONNECTION BASE BASE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA



3 metres cable Cable 3 metros  
Integrated cable support Recogecables integrado



**38EU** SCHUKO, type F Tipo F  
**38US** USA, type B Tipo B  
**38UK** UK, type G Tipo G  
**38CH** Switzerland, type J Suiza, tipo J

## ACCESSORIES ACCESORIOS

### LAPTOP BASE BASE PARA ORDENADOR PORTÁTIL

Left side assembly  
Rotating and tilting base  
Padlock with security cable

Montaje lado izquierdo  
Base giratoria y basculante  
Candado con cable de fijación  
Width Anchura 398 - 308 mm Depth Profundidad 270 mm



**27**



**27EV** Assembly in elevated accessory  
Montaje en accesorio elevado

### ROTATING ARM FOR DEFIBRILLATOR BRAZO GIRATORIO PARA DESFIBRILADOR

Right side assembly Montaje lado derecho  
Two rotation axles Dos ejes de giro  
Useful dimensions Dimensiones útiles 350 x 350 mm  
Fixing strap Correa de fijación  
Max. 8 kg



**28**



**28EV** Assembly in elevated accessory  
Montaje en accesorio elevado

## ACCESSORIES ACCESORIOS

### GEL DISPENSER DISPENSADOR DE GEL

500 ml rechargeable jar

Bote recargable 500 ml



**48L** Left Izquierdo  
**48R** Right Derecho

### DRIP TRAY BANDEJA DE GOTEÓ

Manually removable

Desmontable manualmente



**GT**



**48Q** Square trolley Carro cuadrado  
Assembly Montaje en RA5Q, RA4Q



**48** Right side assembly in elevated accesory  
Montaje lado derecho en accesorio elevado

## ACCESSORIES ACCESORIOS

### HANGER SUPPORT SOPORTE COLGADOR

Max. 6 kg



58

### SERUM HOLDER PORTASUEROS



Stainless steel Acero inoxidable  
Max. 4 kg  
Adjustable height Altura regulable



40

### ELEVATED HANGER SUPPORT SOPORTE COLGADOR ELEVADO



Stainless steel Acero inoxidable  
Max. 4 kg  
For serum preparation Para preparación de sueros



41

## ACCESSORIES ACCESORIOS

### GLASS DISPENSER DISPENSADOR DE VASOS

For glasses of Para vasos de 150, 200, 220 ml  
Max. 70 glasses 70 vasos



- 47L** Left Izquierdo
- 47R** Right Derecho
- 47** Left side assembly in elevated accesory  
Montaje lado izquierdo en accesorio elevado

### CABLE LEAD GUIDE SUPPORT APOYO GUÍA CABLES

Stainless steel Acero inoxidable



**42**

### 2 ENDOSCOPES SUPPORT SOPORTE PARA 2 ENDOSCOPIOS

Stainless steel Acero inoxidable  
Adjustable height Altura regulable



- 45L** Left Izquierdo
- 45R** Right Derecho

### ENDOSCOPE DISINFECTION JAR BOTE PARA DESINFECCIÓN DEL ENDOSCOPIO

500 ml



- 66L** Left Izquierdo
- 66R** Right Derecho

## ELEVATED ACCESSORIES ACCESORIOS ELEVADOS

### MONITOR SUPPORT SOPORTE PARA MONITOR

3 Positions, adjustable

3 Posiciones, regulable

VESA 75 / 100 mm

Epoxy painted steel Acero pintado epoxi



**26M(R75QM)** Square Cuadrado

**26M(R75M)** Simple



### TABLET SUPPORT SOPORTE PARA TABLETA

Variable height Altura variable

Width Anchura 150 - 195 mm

Tablets from 7" to 12" Tabletas desde 7" a 12"



**63L** Left Izquierdo

**63R** Right Derecho

**63** Assembly in elevated accessory  
Montaje en accesorio elevado

### MONITOR ARTICULATED ARM BRAZO ARTICULADO PARA MONITOR

Two rotation axles Dos ejes de giro

VESA 75 / 100 mm

Max. 9,5 kg



**76** Assembly in elevated accessory  
Montaje en accesorio elevado

**76L** Left Izquierdo

**76R** Right Derecho

## ELEVATED ACCESSORIES ACCESORIOS ELEVADOS

### ELEVATED TUBE SET JUEGO TUBOS ELEVADOS



**26LW**



**26**



**26HE**

### BINS DISPENSER DISPENSADOR DE CAJITAS



**RA5Q** Square Cuadrado  
**RA5** Simple  
**RA5N** Double Doble



**RA4Q** Square Cuadrado  
**RA4** Simple  
**RA4N** Double Doble

### CENTRAL SUPPORT SOPORTE CENTRAL

Epoxy painted steel  
Acero pintado epoxi  
Depth Profundidad 150 mm  
Max. 22 kg



**R1Q** Square Cuadrado  
**R1** Simple  
**R1N** Double Doble

### CENTRAL SHELF ESTANTE CENTRAL

Epoxy painted steel  
Acero pintado epoxi  
Depth Profundidad 230 mm  
Max. 22 kg



**R2Q** Square Cuadrado  
**R2** Simple  
**R2N** Double Doble

### CENTRAL RAIL RIEL CENTRAL

Stainless steel Acero inoxidable  
25 x 10 mm  
Max. 15 kg



**R7Q** Square Cuadrado  
**R7** Simple  
**R7N** Double Doble

## ELEVATED ACCESSORIES ACCESORIOS ELEVADOS

**480 x 480 mm**  
**640 x 480 mm**  
**900 x 630 mm**

↑ Variable height, bridles attachment  
 ↑ Altura variable, fijación con bridas



**26LW(R1Q)** Square Cuadrado  
**26LW(R1)** Simple  
**26LW(R1N)** Double Doble



**26LW(R2Q)** Square Cuadrado  
**26LW(R2)** Simple  
**26LW(R2N)** Double Doble



**26LW(R7Q)** Square Cuadrado  
**26LW(R7)** Simple  
**26LW(R7N)** Double Doble



**26(R7Q)** Square Cuadrado  
**26(R7)** Simple  
**26(R7N)** Double Doble



**26(R1Q.R1Q)** Square Cuadrado  
**26(R1.R1)** Simple  
**26(R1N.R1N)** Double Doble



**26(R2Q.R2Q)** Square Cuadrado  
**26(R2.R2)** Simple  
**26(R2N.R2N)** Double Doble



**26(R7Q.R7Q)** Square Cuadrado  
**26(R7.R7)** Simple  
**26(R7N.R7N)** Double Doble



**26(R2Q.R1Q)** Square Cuadrado  
**26(R2.R1)** Simple  
**26(R2N.R1N)** Double Doble




**26(R2Q.R7Q)** Square Cuadrado  
**26(R2.R7)** Simple  
**26(R2N.R7N)** Double Doble


## ELEVATED ACCESSORIES ACCESORIOS ELEVADOS

480 x 480 mm  
640 x 480 mm


↑ Variable height, bridles attachment  
↓ Altura variable, fijación con bridas



**26(RA5Q.A5)** Square Cuadrado  
**26(RA4Q.A5)** Square Cuadrado




**26(RA5Q.A5.R1Q)** Square Cuadrado  
**26(RA4Q.A5.R1Q)** Square Cuadrado




**26(RA5Q.A5.R2Q)** Square Cuadrado  
**26(RA4Q.A5.R2Q)** Square Cuadrado



**26(RA5.A5)** Simple



**26(RA4.A5)** Simple




**26(RA5.A5.R1)** Simple



**26(RA4.A5.R1)** Simple



**26(RA5.A5.R2)** Simple



**26(RA4.A5.R2)** Simple