

## VIELZWECKWAGEN der Firma Haeberle



## EIGENSCHAFTEN

1 BREITE: 490 MM / 600 MM / 900 MM

TIEFE: 450 MM

2

3 HÖHE: 520 MM / 705 MM / 730 MM /  
830 MM / 870 MM

4 MAX. BELASTBARKEIT: 50 KG

4

## PRODUKT- BESCHREIBUNG

Die Vielzweckwägen von Haeberle erlauben vielseitige Einsatzmöglichkeiten und sind als einfache Basiswägen sowie als vollständig ausgestattete Funktionswägen erhältlich. Sowohl das nachrüstbare und hochwertige Modell Variocar als auch das vielfältige Modell 08/16 können auf spezielle Anforderungen abgestimmt werden. Die Vielzweckwägen eignen sich ideal in Arztpraxen, Kliniken, Kosmetikstudios sowie Rehaszentren.



**HAEBERLE**

multifunktionale medizinische  
Wagensysteme ...und mehr

# Variocar<sup>®</sup> + Variocar<sup>®</sup> Viva

Vielzweckwagen  
... praxisbewährt und nachrüstbar



### Systemkomponenten

- besonders stabile, hochglanzverchromte und pflegeleichte Vierkantstahlrohrbügel mit patentiertem Rastersystem
- hygienisch geschlossene Seitenfronten serienmäßig, geschlossene Rückfronten als Option
- hochwertige, fünfschichtige, beidseitig mit Melaminharz beschichtete Platten formaldehydfrei
- abriebfeste, lichtechte, gegen viele Chemikalien beständige, absolut pflegeleichte Oberflächen
- Schubladen mit moderner, leichtgängiger Kugel-Teleskopführung und Einrastmechanismus
- Leichtlaufrollen Ø 50 mm, Ø 75 mm oder Ø 100 mm, auf Wunsch mit Feststellern und elektrisch leitfähig
- Gesamtbelastung bis ca. 50 kg

Die klassische und funktionell anpassungsfähige Vielzweckwagen-Serie mit der Lizenz zum nachträglichen Ausbau durch patentiertes Rastersystem.

Das einzigartige System ist hochwertig in Qualität und Verarbeitung sowie elegant im Design. Variocar® erfüllt nahezu alle Anforderungen und Wünsche. Ideal für die Arztpraxis, Kosmetikstudio, Klinik, Reha-zentrum ...und mehr

- ▶ **individuell wie Ihre Ansprüche**
- ▶ **funktionell wie die Aufgaben**
- ▶ **jederzeit nachrüstbar**



**Variocar® 60** Basiswagen  
▶ Ref.-Nr. 08069

### Hochwertige Designergriffe

in modernen Farben



blau  
▶ Ref.-Nr. 13162



rotviolett  
▶ Ref.-Nr. 13163



gelb  
▶ Ref.-Nr. 13164



grau  
▶ Ref.-Nr. 13161



türkis  
▶ Ref.-Nr. 13165



weiß  
▶ Ref.-Nr. 13166



schwarz  
▶ Ref.-Nr. 13167

# Basiswagen

## Variocar® Basiswagen



Referenznummer	Breite 49 cm	Breite 60 cm				Breite 90 cm
Anzahl Schubladen	Höhe 70,5 cm	Höhe 52 cm	Höhe 52 cm	Höhe 73 cm	Höhe 83 cm	Höhe 87 cm
1	15609	07797	08060	08069	08084	04511
2	16371	08051	08063	08072	08087	
3	16372	08054		08075	08090	
4	16373			08078	08093	
5					08096	

## Außergewöhnliche Modellvielfalt

- Basiswagen mit einer oder mehreren Schubladen, Regalwagen, Funktionswagen mit Konsolen oder Spendern
- 3 verschiedene Breiten: 49 / 60 / 90 cm
- 6 Höhen: 52,0 / 70,5 / 73,0 / 80,5 / 83,0 / 87,0 cm
- Farben für Schubladengriffe



**Variocar® 45** Basiswagen  
► Ref.-Nr. 15609



**Variocar® 45** Basiswagen  
► Ref.-Nr. 16372



**Variocar® 60** Basiswagen  
► Ref.-Nr. 08087



**Variocar® 60** Basiswagen  
► Ref.-Nr. 08075



**Variocar® 60** Basiswagen  
► Ref.-Nr. 08096



**Variocar® 90** Basiswagen  
► Ref.-Nr. 04511



**Variocar® 60** Unterfahrwagen  
► Ref.-Nr. 08054



**Variocar® 60** Schrankwagen  
► Ref.-Nr. 04723

- Regalwagen mit zwei oder drei Platten
- 3 verschiedene Breiten: 49 / 60 / 90 cm
- 2 Höhen: 83 / 87 cm

## Variocar® Regalwagen



Referenznummer	Breite 49 cm	Breite 60 cm	Breite 90 cm
Höhe	Tiefe 45 cm	Tiefe 45 cm	Tiefe 45 cm
83 cm	14515	05622	
87 cm			04509



**Variocar® 45** Regalwagen  
▶ Ref.-Nr. 14515



**Variocar® 60** Regalwagen  
▶ Ref.-Nr. 05622



**Variocar® 90** Regalwagen  
▶ Ref.-Nr. 04509

# Funktionswagen



**Variocar® 60** Ergometriewagen  
▶ Ref.-Nr. 05443



**Variocar® 60** Stehschreibpult  
▶ Ref.-Nr. 15584



**Variocar® 60** Wickelwagen  
▶ Ref.-Nr. 14834



**Variocar® 60** Injektionswagen  
PicBox  
▶ Ref.-Nr. 05352



**Variocar® 60** Injektionswagen  
PicBox-Plus  
▶ Ref.-Nr. 05353



**Variocar® 60** Behandlungswagen  
COMPACT  
▶ Ref.-Nr. 05351

Im trendy leichten Einrichtungsdesign präsentiert sich die **Viva-Serie mit elegantem Aluminiumfahrgestell und dezenter Streifenstruktur, alu-silber matt eloxiert**. Weiße Platten, Schubladen und elegante graue Designergriffe fügen sich harmonisch in modernes Ambiente ein.

Das patentierte Rastersystem für modulare Kombinationsmöglichkeiten, glatte, klare Flächen und alle Vorzüge des Variocar®-Programmes machen das Viva-Serie zum trendigen Highlight.



**Variocar® Viva** 73 cm hoch  
► Ref.-Nr. 15585



**Variocar® Viva** 83 cm hoch  
► Ref.-Nr. 15592



**Variocar® Viva** 52 cm hoch  
► Ref.-Nr. 15597



**Variocar® Viva titan** 73 cm hoch  
► Ref.-Nr. 15630

## Das System

- Fahrgestell Aluminium, silber matt eloxiert mit besonders hochwertiger Oberflächeneloxierung. Graue Kontrastecken und Leichtlaufrollen Ø 75 mm, Unterfahrwagen mit Rollen Ø 50 mm.
- Hochwertige, fünfschichtige Platten in Farbe weiß oder titan. Abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien.
- Schubladen mit furnierten Fronten und ergonomischen grauen Designergriffen.
- Schwebelichte Kugel-Teleskopführungen mit Einrastmechanismus.



**Abwurf**  
mit Schale aus Chromnickelstahl  
► Ref.-Nr. 04615



**Schluckfix-Set**  
mit 20 Boxen und Variocar-Halterung  
► Ref.-Nr. 09498



**Kabel- und Schlauchhalter**  
► Ref.-Nr. 10265



**Infusionsflaschenhalter**  
► Ref.-Nr. 04621



**Ampullenöffner CUPFIX**  
► Ref.-Nr. 05771



**Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5 L**  
Set mit 20 Boxen und Variocar-Halterung  
► Ref.-Nr. 04778



**Injektionsset PicBox®Plus**  
► Ref.-Nr. 11377




**Schubladeneinsatz 60**  
► Ref.-Nr. 16723  
**Schubladeneinsatz 45**  
► Ref.-Nr. 16724



**Steckdosenleiste 4-fach**  
► Ref.-Nr. 21692



**Armauflage**  
► Ref.-Nr. 09496



**Klapp-Kuli Abfallsammler**  
► Ref.-Nr. 09961



**Piccolo Abfallsammler**  
► Ref.-Nr. 07873

Weitere Zubehörteile finden Sie in der Variocar®-Preisliste.



Ihr medizin-technischer Fachhändler



**GREEN MEDICAL**  
Medizintechnik J. Schmuck  
GREEN MEDICAL Medizintechnik J. Schmuck  
Furth 25, A - 8755 St. Peter ob Judenburg

HAEBERLE GmbH + Co. KG

multifunktionale medizinische  
Wagensysteme ...und mehr

Breitwiesenstr. 13  
DE-70565 Stuttgart  
Postfach 800524 . DE-70505 Stuttgart  
Telefon +49 (0) 711/78314-0  
Telefax +49 (0) 711/78314-77  
Email: info@haeberle-med.de  
Internet: www.haerberle-med.de

HAEBERLE

multifunktionale medizinische  
Wagensysteme ...und mehr

# Vielzweckwagen 08/16®

mehr als Standard.





# Vielzweckwagen 08/16®

HAEBERLE

**08/16® heißt individuell wie Ihre Ansprüche, funktionell wie die Aufgaben.**

## Das System

- Topqualität und Flexibilität.
- Hygienisch geschlossene Seitenfronten serienmäßig.
- Schubladenrückblenden optional.
- Vierkantstahlrohrbügel 20 x 20 mm, weiß kunststoffbeschichtet.
- Schubladen und Platten allseitig lichtecht kunststoffurniert
- Hochwertige schwebelichte Kugel-Teleskop-Schubladenföhrung mit Einrastmechanismus.

## Außergewöhnliche Modellvielfalt:

- Basiswagen mit einer oder mehreren Schubladen, Regalwagen, Funktionswagen mit Konsolen oder Spendern
- 4 Wagenbreiten: 34 / 49 / 60 / 90 cm
- 5 Wagenhöhen: 53,0 / 70,5 / 73,0 / 80,5 / 83,0 cm
- bei den Basiswagen: 7 Farben für Designergriffe 3 Farben für die Eckverbinder im Bügel



- Sondermodelle und Spezialwagen auf Anfrage!

## Die Basiswagen



08/16® – 60 cm Basiswagen mit 1 Schublade,

► Ref.-Nr. 12075

### special edition




08/16® – 60 cm „black & white“ mit schwarzen Ecken und schwarzem Schubladengriff, ► Ref.-Nr. 15788

### special edition



08/16® – 60 cm „blue“ mit blauen Ecken und blauem Schubladengriff, ► Ref.-Nr. 15237



**08/16® Basiswagen**

Referenznummer	Breite 34 cm	Breite 49 cm	Breite 60 cm		Breite 90 cm
Anzahl Schubladen	Höhe 70,5 cm	Höhe 70,5 cm	Höhe 53 cm	Höhe 73 cm	Höhe 83 cm
1	15871	15139	12078	12075	14754
2		15155	12179	12076	14755
3		15156	12180	12077	14756
4				17205	14757
5					15391



**08/16®** – 30 cm Basiswagen mit 1 Schublade,  
▶ Ref.-Nr. 15871



**08/16®** – 45 cm Basiswagen mit 1 Schublade,  
▶ Ref.-Nr. 15139



**08/16®** – 45 cm Basiswagen mit 3 Schubladen,  
▶ Ref.-Nr. 15156



**08/16®** – 60 cm Basiswagen mit 3 Schubladen,  
▶ Ref.-Nr. 12077



**08/16®** – 60 cm Basiswagen mit 1 Schublade,  
▶ Ref.-Nr. 14754



**08/16®** – 90 cm Basiswagen mit 1 Schublade,  
▶ Ref.-Nr. 17277



**08/16®** – 60 cm Unterfahrwagen  
mit 3 Schubladen,  
▶ Ref.-Nr. 12180



**08/16®** – 60 cm Schrankwagen,  
▶ Ref.-Nr. 15862



**08/16®** – 60 cm Basiswagen  
mit 2 Schubladen  
▶ Ref.-Nr. 12076

**Individuelle  
Lösungen für  
persönliche  
Einsatzbereiche.  
Kombinieren Sie  
sich Ihren  
Funktionswagen  
nach Wunsch.**



**Hier sehen Sie  
einige Beispiele  
der Funktions-  
wagen aus der  
Praxis**

- ▶ Geräteturm
- ▶ Steharbeitsplatz
- ▶ Computerwagen
- ▶ Behandlungswagen
- ▶ Injektionswagen
- ▶ Ergometriewagen



**08/16®** – 45 cm Geräteturm mit Konsole  
▶ Ref.-Nr. 14434



**08/16®** – 60 cm Computerwagen  
▶ Ref.-Nr. 14770




**08/16®** – 45/60 cm  
Steharbeitsplatz/Laptop-Wagen  
▶ Ref.-Nr. 17121 (49 cm breit)  
▶ Ref.-Nr. 17120 (60 cm breit)



**08/16®** – 30 cm Geräteturm mini  
▶ Ref.-Nr. 17171



**08/16®** – 60 cm Stehschreibpult  
▶ Ref.-Nr. 17117



**08/16° Regalwagen**

Referenznummer	Breite 34 cm	Breite 49 cm	Breite 60 cm		Breite 90 cm
Höhe	Tiefe 45 cm	Tiefe 45 cm	Tiefe 26 cm	Tiefe 45	Tiefe 45 cm
70,5 cm	15894		12057		
80,5 cm		14514			
83 cm				15150	17153

# Die Regalwagen



**08/16°** – 30 cm Regalwagen supermini,

► Ref.-Nr. 15894



**08/16°** – 45 cm Regalwagen,  
► Ref.-Nr. 14514

**nur 26 cm tief**



**08/16°** – 60 cm Regalwagen mini,  
► Ref.-Nr. 12057



**08/16°** – 60 cm Regalwagen,  
► Ref.-Nr. 15150



**08/16°** – 90 cm Regalwagen,  
► Ref.-Nr. 17153

## Das 08/16® Zubehör

- 1 Abwurf mit Schale aus Chromnickelstahl  
▶Ref.-Nr. 04615
- 2 Abwurf mit Plastikschaale  
▶Ref.-Nr. 04613 grauweiß
- 3 Medi-Müll Set mit 20 Boxen 1,5 L und 08/16 Halterung  
▶04778
- 4 Halterung für Sauerstoffflasche, 2 L.  
▶Ref.-Nr. 04811
- 5 Kanülensammler Schluckfix, Set mit 20 Boxen und Halterung  
▶Ref.-Nr. 09498
- 6 Injektionsset PicBox®Plus  
▶Ref.-Nr. 11377
- 7 Armauflage  
▶Ref.-Nr. 09496
- 8 Kabel- und Schlauchhalter  
▶Ref.-Nr. 10265
- 9 Ampullenöffner CUPFIX  
▶Ref.-Nr. 05771
- 10 Infusionsflaschenhalter  
▶Ref.-Nr. 04621
- 11 Schubladeneinsatz 60  
▶Ref.-Nr. 06186  
Schubladeneinsatz 45  
▶Ref.-Nr. 15880
- 12 Abfallsammler-Piccolo  
Deckel separat  
▶Ref.-Nr. 07873



Weitere Zubehörteile und ausführliche Informationen finden Sie in der 08/16®-Preis- und Typenliste.

**HAEBERLE GmbH + Co. KG**  
Breitwiesenstraße 13  
D-70565 Stuttgart  
Postfach 80 05 24  
D-70505 Stuttgart  
Telefon +49 (0)711/78 314-0  
Telefax +49 (0)711/78 314-77  
Email: [info@haeberle-med.de](mailto:info@haeberle-med.de)  
[www.haerberle-med.de](http://www.haerberle-med.de)

Ihr medizin-technischer Fachhändler



**GREEN MEDICAL**  
Medizintechnik J. Schmuck

GREEN MEDICAL Medizintechnik J. Schmuck  
Furth 25, A - 8755 St. Peter ob Judenburg

