

Dusch-/Toilettenstuhl M2 300 Kg. Standard oder Breit Edelstahl



M2 300 kg **Standard**
Art. no.: 310280



M2 300 kg **Breit**
Art. no.: 310284

(Stühle mit Zubehör)

M2 300 KG ist für schwergewichtige Benutzer geeignet.
Der Stuhl ist in 2 Breiten zwischen den Armlehnen erhältlich; 60 cm und 73 cm

Die Armlehnen sind mit PU Schaum gepolstert und einfach abnehmbar.
Dies gewährleistet Komfort und vereinfacht einen Transfer für den Benutzer.
Der Stuhl verfügt über einen verstärkten Rahmen und kann über der Toilette verwendet werden.
Die Sitzhöhe beträgt 56,5 cm und ist nicht justierbar. Die Rückenlehne ist nach hinten versetzt, um dem Nutzer extra Sitzplatz zu verschaffen.

Die simple Konstruktion macht das Reinigen des Stuhls einfach.
Der Sitz ist abnehmbar und verfügt über eine integrierte Eimerhalterung.

PU Schaumpolster an den Armlehnen sind Standard.



Die Stühle haben 150 mm Rollen mit doppelt wirkenden Bremsen sowie einer richtungsfixierenden Bremse. Dies verbessert die Fahreigenschaften und unterstützt somit den Helfer.



Für die Reinigung oder zum Auswechselln ist der Sitz einfach abnehmbar.
Der Deckel ist als extra Zubehör erhältlich.



Die Armlehnen sind hochschwenkbar und bieten optimalen Zugriff in der Pflegesituation und bei seitlichen Transfers.

Siehe Rückseite für technische Informationen und Artikelnummern.



Dusch-/Toilettenstuhl M2 300 Kg Edelstahl		
Teknische Daten	M2 300 kg. Standard	M2 300 kg. Breit
Sitzhöhe	56,5 cm Der Stuhl ist nicht höhenjustierbar.	
Gewicht	20,4 kg	24,5 kg
Sitzbreite	56 cm	
Sitztiefe	50 cm (der Sitz an sich ist 44 cm tief)	
Maximale Breite	73 cm	83 cm
Abstand zwischen den Armlehnen	60 cm	73 cm
Maximale Länge (excl. Fußtützen)	63 cm	
Maximale Belastung	300 kg	
Rollen	150 mm gummierte Rollen mit Kugellager. Doppelt wirkende Bremsen an 3 Rollen. Richtungsfixierende Bremse an 1 Rolle.	
Rückenlehne	39 cm x 20 cm. PU Schaum. 2.5 - 4 cm dick.	
Schaum Komponenten	Sitz: 4,5 cm dicker PU Schaum. Sitzabdeckung: 2,5 cm dicker PU Schaum. Armlehnen Polster: 2,5 cm dicker PU Schaum.	
Oberfläche/Metal	Edelstahl. Pulverlackiert.	
Beschreibung	Artikel Nr.	ISO Nr.:
Dusch-/Toilettenstuhl M2 300 kg Standard.	310280	09 12 03
Dusch-/Toilettenstuhl M2 300 kg Breit.	310284	09 12 03
Sitzabdeckung für Intimsitz	310343	
Fußstützen für M2 200 / M2 300 KG	310275	
Intimeimer inkl. Deckel	310048	
22.03.13		
		



GREEN MEDICAL Medizintechnik J. Schmuck
Furth 25, A - 8755 St. Peter ob Judenburg

