

## Dusch-/Toilettenstuhl M2 200 KG Edelstahl und höhenverstellbar



**M2 200 KG**

Der Stuhl ist hier mit Fußstützen gezeigt. (Bestell Nummer 310275)

M2 für größere Benutzer.

Der Stuhl ist speziell für eine Benutzerbelastung bis Max. 200 kg hergestellt. Trotzdem, haben wir den Stuhl in seinem bekannten, einfachen Stil erhalten, welches das Reinigen nach wie vor einfach macht. Der Sitz kann auf die gleiche Weise wie der traditionelle M2 Standardsitz an – und abgeklickt werden

Mit einem Komfortsitz, der 10 cm breiter ist als der M2 Standardsitz, haben wir uns gesichert, das man komfortabel sitzt und es Platz für die meisten gibt. (Bitte Beachten! M2 200kg ist nur mit Intimsitz erhältlich!)



Höhenverstellung der Stuhl durch Teleskopbeine. Ohne Werkzeug.



Höhenverstellbaren Fußstützen die abnehmbar sind.



Sitz ist leicht abnehmbar für leichteres reinigen. Kommt mit Schaum auf die Armlehne als Standard.

Technische Daten und Artikelnummern: Siehe Rückseite



## Dusch-/Toilettenstuhl M2 200 KG Edelstahl und höhenverstellbar

<b>Technische Daten:</b>			
Sitz höhe	Mit 125 mm rädern = 46 48 50 52 54,5 cm.  Nach Wunsch kann der Stuhl mit 100 mm rädern geliefert werden. Dann gelten folgende Sitzhöhen: 43,5 – 45,5 – 47,5 – 49,5 – 52 cm		
Gewicht	18,5 kg		
Sitz breite	56 cm		
Sitz tiefe	44 cm		
Größte äußere Breite	68cm		
Breite zwischen den Armlehnen	56cm		
Länge(ohne Fußstütze)	68.5cm		
Max. Belastung	200 kg		
Räder	125 mm/100 mm Räder mit grauer Gummischicht und geschlossenem Kugellager. Doppeltwirkende Bremse an 3 Rädern. (Das vierte ist ein Richtungssteuerrad).		
Rücken	39 cm x 20 cm. 2.5-4 cm dicker PU Schaum		
Schaumteile	Sitz: 4,5 cm dicker PU Schaum. Sitzdeckel: 2,5 cm PU Schaum Armlehnkissen 2,5 cm PU Schaum		
Metall/ Oberfläche	Edelstahl. Pulverlackiert, weiß		
<b>Beskrivelse:</b>	<b>Varenumre:</b>	<b>HMI nr.:</b>	<b>ISO nr.:</b>
Dusch/Toilettenstuhl M2 200 kg, mit 125 mm Rädern	310272	32081	09 12 03
Lieferung des Stuhls mit 100 mm Rädern.	310220		
M2 200/300 kg, Fußstützen	310275		
Eimer mit Deckel	310048		
<b><u>Für eine Übersicht über Zubehör: Siehe die Broschüre!</u></b> Zum Beispiel – Nackenstützen, Wadenstützen und anderes.			
04/11/11			
			