

# Praktische Hilfen für Ihren MRT-Bereich



[www.rcn-medizin.com](http://www.rcn-medizin.com)

# Die besten Produkte für Ihre Anforderungen

Besondere Verfahren benötigen besondere Produkte. Der Bereich des MRT als effektive Form der Diagnostik geht auch mit speziellen Herausforderungen an die involvierte Produktgruppe einher. Dieser Herausforderung stellt sich unser Unternehmen und entwickelt und produziert seit vielen Jahren praxisorientierte, arbeitserleichternde Hilfsmittel für Praxen und Kliniken.

Alle RCN-Produkte für den MRT-Bereich werden aus Kunststoff und nicht-magnetischen Metallen wie beispielsweise Messing hergestellt. Deswegen sind sie standardmäßig für den Einsatz in der Umgebung eines MRT mit bis zu 3 Tesla geeignet. Auf Wunsch können wir auch Produkte ausschließlich aus Kunststoff für MRT-Anlagen mit bis zu 7 Tesla herstellen.

## Die Merkmale:

Alle RCN-Produkte sind aus hoch belastbaren und wartungsfreundlichen Spezialkunststoffmodulen gefertigt. Dieses Material besitzt die Eigenschaft, sich schnell der Körpertemperatur anzupassen. Zudem ist es hautfreundlich, auf Biokompatibilität geprüft, leicht zu reinigen und entspricht höchsten hygienischen Anforderungen.

Sonderwünsche erfüllen wir gerne,  
sprechen Sie uns an!



# Hocker für den MRT-Bereich



## DH 49 PA MRT

- ergonomisch geformte Sitzfläche
- geschlossene Polsterauflage aus PUR-Schaum
- Spezialfüße für maximale Rutschsicherheit
- RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- hoch stabil, belastbar bis 200 kg
- leicht zu reinigen
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- **geeignet für MRTs bis 3 Tesla, optional bis 7 Tesla**



## DH 49 DLR PA MRT

wie DH 49 PA MRT mit

- 4 freidrehenden Ø75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen mit Feststeller
- **geeignet für MRTs bis 3 Tesla**

## Farben für Polstersitz aus PUR-Schaum:



graphit

blau

kobalt

laguna

| Modell           | Außenabmessungen |        |      | Sitz  |        |      | Gewicht | Belastbarkeit |
|------------------|------------------|--------|------|-------|--------|------|---------|---------------|
|                  | Tiefe            | Breite | Höhe | Tiefe | Breite | Höhe |         |               |
| DH 49 PA MRT     | 42               | 42     | 49,5 | 42    | 42     | 47   | 3,4     | 200           |
| DH 49 DLR PA MRT | 52               | 52     | 50   | 42    | 42     | 48   | 5,5     | 150           |

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

# Transportstühle für den MRT-Bereich



## TC 450 MRT

- Sitz- und Rückenpolster aus PUR-Schaum
- ausziehbare und kippsichere Fußstütze
- Schiebegriff
- beidseitig schwenkbare Armlehne mit Armpolster aus PUR-Schaum
- Sicherheitsbügel
- 4 freidrehende Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen mit Feststeller (Abb. abweichend)
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- **geeignet für MRTs bis 3 Tesla, optional bis 7 Tesla**

## DR 100 MRT

- Sitz- und Rückenpolster aus PUR-Schaum
- ausziehbare Fußstütze
- Schiebegriff
- 24"-Greifreifen
- Feststellbremse
- beidseitig schwenkbare Armlehne
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- sehr stabil, belastbar bis 150 kg
- 3 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie auf RCN Spezialkunststoff-Rahmen
- **geeignet für MRTs bis 3 Tesla**

Farben für Sitz- und Rückenpolster sowie Armlehnenpolster aus PUR-Schaum:



| Modell     | Außenabmessungen |        |       | Sitz  |        |      | Unterschenkel-länge | Belastbar-keit | Gewicht |
|------------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|---------------------|----------------|---------|
|            | Tiefe            | Breite | Höhe  | Tiefe | Breite | Höhe |                     |                |         |
| TC 450 MRT | 65               | 55     | 112   | 45    | 44     | 56,5 | 46                  | 150            | 22      |
| DR 100 MRT | 79,5             | 72     | 107,5 | 45    | 44     | 57   | 40                  | 150            | 32      |
| DR 100 K   | 85,5             | 70,5   | 107,5 | 44    | 47,5   | 52   | 46                  | 120            | 27      |

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

# DR 100 K



Schiebegriff

Sitz- und Rückenpolster aus PUR-Schaum in der Farbe Schwarz

abgewinkelte Armlehnen mit Polstern aus PUR-Schaum

Kleiderschutz beidseitig

pannensichere 24"-Greifreifen

2 Feststellbremsen

klappbare Fußstütze

Vollkunststoffräder

Der RCN Transportrollstuhl DR 100 K ist komplett aus RCN Spezialkunststoff und ohne jegliche Metallteile gefertigt. Er eignet sich für alle MRTs und löst auch bei Sicherheitsschleusen an Flughäfen keinen Alarm aus.

- 24"-Greifreifen
- Sitz- und Rückenpolster aus PUR-Schaum in der Farbe Schwarz
- klappbare Fußstütze
- 2 Feststellbremsen
- Schiebegriff
- abgewinkelte Armlehnen mit Polstern aus PUR-Schaum
- Kleiderschutz beidseitig
- pannensichere Bereifung
- hoch stabil, belastbar bis 120kg
- UV- und desinfektionsmittelbeständig
- 2 Jahre Garantie



# Kleinteile- und Hygienewagen für den MRT-Bereich



Die Kleinteile- und Hygienewagen bieten Ihnen Platz zur Aufbewahrung aller benötigten Utensilien. Auch bei geschlossener Schublade (belastbar bis 8kg) ist der Inhalt durch die Transparenz leicht zu erkennen.

Alle Wagen haben einen Rahmen aus RCN Spezialkunststoff, sind sehr leicht und funktional einsetzbar und haben 4 freidrehende Ø75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen (2 mit Feststeller) für optimale Mobilität und sicheres Positionieren.



ESP, der Emulsionsspender ist auf einer Gleitschiene angebracht und für 0,5-Liter-Flaschen geeignet



HSP, der stabile Handschuhspender ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und wird auf der Gleitschiene angebracht

## KTW 100 MRT

- Ø75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 4 transparente Schubläden



Alle Kleinteile- und Hygienewagen sind für MRTs bis 3 Tesla geeignet, optional bis 7 Tesla.

| Modell         | Tiefe | Breite | Höhe | Höhe Ablagefläche | Gewicht | Größe Auszug TxBxH                  |
|----------------|-------|--------|------|-------------------|---------|-------------------------------------|
| KTW 100 MRT    | 38,5  | 41     | 85   | -                 | 9,5     | 2x35,5x24,5x7,5<br>2x35,5x24,5x17,5 |
| KTW 100 HS MRT | 38,5  | 41     | 122  | 85                | 12      | 2x35,5x24,5x7,5<br>2x35,5x24,5x17,5 |

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

### KTW 100 HS MRT

wie KTW 100 MRT zusätzlich mit

- Emulsionsspender auf Gleitschiene **ESP**
- Handschuhspender auf Gleitschiene **HSP**
- Ablagefläche aus Vollkunststoff **ABF-H**



### HGW 100 MRT

- Ø 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 3 große, transparente Schubladen
- Emulsionsspender auf Gleitschiene **ESP**
- Handschuhspender auf Gleitschiene **HSP**
- Ablagefläche aus Vollkunststoff **ABF-H**



### HGW 100 SPS MRT

wie HGW 100 MRT ohne HSP und ESP mit

- Spritzenschütte mit 10 Fächern **SPS**



### LTW 200 MRT

- Ø 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 6 große, transparente Schubladen



Alle Kleinteile- und Hygienewagen sind für MRTs bis 3 Tesla geeignet, optional bis 7 Tesla.

| Modell          | Tiefe | Breite | Höhe  | Höhe Ablagefläche | Gewicht | Größe Auszug TxBxH |
|-----------------|-------|--------|-------|-------------------|---------|--------------------|
| HGW 100 MRT     | 41    | 70     | 123   | 86,5              | 19      | 36x53x16,5         |
| HGW 100 SPS MRT | 57    | 70     | 131   | 86,5              | 25      | 36x53x16,5         |
| LTW 200 MRT     | 41    | 70     | 145,5 | -                 | 19      | 36x53x16,5         |

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

# Praktische Hilfsmittel für den MRT-Bereich



## MPC 353 MRT

- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 3 entnehmbare Fachböden
- Schiebegriff

## MPC 153 WS MRT

- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- 3 vertiefte, entnehmbare Fachböden
- Schiebegriff
- Waschschüssel

| Modell         | Tiefe | Breite | Höhe  | Gewicht | Fachabstand | Fachboden-Nutzfläche | Tragfähigkeit je Boden |
|----------------|-------|--------|-------|---------|-------------|----------------------|------------------------|
| MPC 153 WS MRT | 44    | 52     | 107,5 | 10,5    | 32,5        | 41 x 33              | 30                     |
| MPC 353 MRT    | 50,5  | 93     | 107,5 | 19      | 31,5        | 86 x 50              | 30                     |

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

## IH PH HV MRT

Der stabile Infusionsständer

- Ø 75 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, 2 feststellbar
- Pumpenhalter (PH)
- Höhenverstellung (HV)
- Auch erhältlich als IH MRT ohne Pumpenhalter und ohne Höhenverstellung

**Alle Produkte sind für MRTs bis 3 Tesla geeignet, optional bis 7 Tesla.**



### Auftritte:

- Antirutschstreifen auf der Stehfläche
  - rutschfeste Spezialfüße
  - belastbar bis 150 kg
- AT1: Auftritt 1-stufig  
AT2: Auftritt 2-stufig



### DES 200

Für die spezielle Röntgenuntersuchung zur Abklärung von Funktionsstörungen des Enddarms bieten wir Stühle an, die im Strahlengang materialfrei sind. Dadurch können alle Funktionszustände des Mastdarms hochwertig abgebildet werden. Das Auffanggefäß mit Deckel für die Bariumpaste ist ausreichend dimensioniert.



### MS 120 MRT

- 1 Abwurf, 15 kg Fassungsvermögen
- Edelstahlbügel als Sackhalter
- Deckel in verschiedenen Farben
- geeignet für MRTs bis 3 Tesla, optional bis 7 Tesla

Deckelfarben:



weiß

gelb

rot

grün

blau

| Modell  | Tiefe | Breite | Höhe  | Gewicht | Sitzhöhe |
|---------|-------|--------|-------|---------|----------|
| DES 200 | 121   | 45     | 100,5 | 22      | 80       |

| Modell       | Tiefe | Breite | Höhe        | Gewicht | Belastbarkeit |
|--------------|-------|--------|-------------|---------|---------------|
| AT 1         | 35    | 40     | 20          | 3       | 150           |
| AT 2         | 66    | 40     | 20/38       | 7,5     | 150           |
| IH PH HV MRT | 66    | 66     | 135 - 190,5 | 7       | -             |

| Modell     | Tiefe | Breite | Höhe | Gewicht | Anzahl der Abwürfe | Fassungsvermögen in Liter/kg |
|------------|-------|--------|------|---------|--------------------|------------------------------|
| MS 120 MRT | 45,5  | 40     | 91,5 | 5       | 1                  | 1 x 120/20                   |

# Transportliegen für den MRT-Bereich


## TL 500 S MRT

Die Transportliege mit durchlässiger Auflagefläche aus strapazierfähigem Textilene®-Gewebe



- beidseitig absenkbare Seitenschutzlehnen
- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelradrollen, feststellbar (Abb. abweichend)
- UV- und desinfektionsmittelbeständige Spezialkunststoff-Konstruktion
- belastbar bis 150 kg
- **geeignet für MRTs bis 3 Tesla, optional bis 7 Tesla**

### Farben Textilene®-Gewebe „Sunsure“ für TL 500 S MRT



| Modell       | Außenabmessungen |        |      | Liegefläche     |                    |      | Belastbarkeit | Gewicht |
|--------------|------------------|--------|------|-----------------|--------------------|------|---------------|---------|
|              | Länge            | Breite | Höhe | bis Körperlänge | bis Schulterbreite | Höhe |               |         |
| TL 500 S MRT | 197              | 82     | 88   | 185,5           | 60,5               | 77   | 150           | 28      |

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

**TL 600 MRT**

Die Multifunktions- und Transportliege mit gepolsterter Liegefläche mit Schaumstoffkern, Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe.



- beidseitig abklappbare Seitenschutzlehnen
- 6-fach verstellbares Kopfteil
- Ø 100 mm Kunststoff-Messing-Doppelrollen, feststellbar (Abb. abweichend)
- UV- und desinfektionsmittelbeständige Spezialkunststoff-Konstruktion
- belastbar bis 150 kg
- **geeignet für MRTs bis 3 Tesla**

Farben beschichtetes, dichtes Textilgewebe für TL 600 MRT



| Modell     | Außenabmessungen |        |      | Liegefläche     |                    |      | Belastbarkeit | Gewicht |
|------------|------------------|--------|------|-----------------|--------------------|------|---------------|---------|
|            | Länge            | Breite | Höhe | bis Körperlänge | bis Schulterbreite | Höhe |               |         |
| TL 600 MRT | 201              | 76     | 96   | 190             | 63                 | 77   | 150           | 48      |

Alle Angaben in cm bzw. kg.

Druckfehler u. technische Änderungen vorbehalten!

**RCN – die beste Adresse für  
Qualität, Funktionalität und Service!**

**RCN Medizin- und Rehathechnik GmbH**

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0  
Fax 06761-9197-70 · [info@rcn-medizin.de](mailto:info@rcn-medizin.de)

**[www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)**

Stand 10/2016

