




## Gipszimmer

Green Medical Medizintechnik  
Josef Schmuck  
Furth 25  
A- 8755 St. Peter ob Judenburg  
+43(0) 3579 21 0 12  
office@greenmedical.at

## Finger- Extensionsgestell

### Fahrbares Finger- Extensionsgestell Art.-Nr. GM034

- Zur Behandlung von Unterarm-  
verletzungen
- Stabiles Edelstahlfahrwerk  $\varnothing$  62 cm
- Gewicht ca. 61kg
- Fünf Doppellaufrollen  $\varnothing$  75 mm,  
einzeln verstellbar und elektrisch leitfähig



## Finger- Extensionsgestell



- 1. Querstange in Höhe und Tiefe  
verstellbar
- 2. Querstange in der Tiefe  
verstellbar
- Inkl. fünf Ketten mit Ringen zur  
Aufnahme von Fingerzughülsen

Wir informieren Sie gerne  
über unsere Produkte!

office@greenmedical.at

## Zubehör

### LiteGrip

#### Fingerzughülsen aus Kunststoff

In folgenden Größen lieferbar:

- Art.-Nr. 10960 XS - gelb
- Art.-Nr. 10960 S - rot
- Art.-Nr. 10960 M - orange
- Art.-Nr. 10960 L - blau
- Art.-Nr. 10960 XL - grün

auch im Set erhältlich:

- Art.-Nr. EZ 10961 Set-Erwachsene bestehend aus 1xS / 3 x M / 1 x L
- Art.-Nr. EZ 10962 Set- Kinder bestehend aus 3x XS / 2 x S



## Zubehör

### Fingerzughülsen aus Bast

- Art.-Nr. 2781001 Größe 1
- Art.-Nr. 2781002 Größe 2
- Art.-Nr. 2781003 Größe 3
- Art.-Nr. 2781004 Größe 4
- Art.-Nr. 2781005 Größe 5
- Art.-Nr. 2781006 Größe 6



### Fingerzughülsen aus Draht

In drei verschiedenen Größen lieferbar:

- Art.-Nr. 2790001 Größe 1
- Art.-Nr. 2790002 Größe 2
- Art.-Nr. 2790003 Größe 3



## Zubehör

### Extensionsgurt

- Art.-Nr. GM029 - 50 cm lang
- Art.-Nr. GM030 - 65 cm lang
- Aus Kunstleder mit Schaumstoffpolsterung 6 cm breit



### Extensionsgewichte

- Art.-Nr. 2180505 Einzelständer kl.0,5 kg
- Art.-Nr. 2180506 Einzelständer gr.0,5 kg
- Art.-Nr. 2180500 Einzelgewicht: 0,5 kg
- Art.-Nr. 2180501 Einzelgewicht: 1,0 kg
- Art.-Nr. 2180502 Einzelgewicht: 2,0 kg
- Art.-Nr. 2180503 Einzelgewicht: 3,0 kg
- Art.-Nr. 2180504 Einzelgewicht: 5,0 kg

