

SOFT-CAST Scheren

Die SOFT CAST-Scheren sind gefertigt aus rostfreiem Edelstahl und auf höchstem Niveau entwickelt.

Das Modell „**CLASSIC**“ ist mit einem besonderen Schliff versehen, er ermöglicht ein einfaches Durchtrennen, auch von mehreren Lagen des Soft-Castes, ohne dass der Anwender sehr hohen Druck anwenden muss. Ein leichtes und flexibles Arbeiten ist dabei einer der großen Vorteile.

Das untere Scherenblatt ist mit einem speziellen Anschliff versehen, oft wird er als „Mikrotomschliff“ bezeichnet. Dieser Anschliff ermöglicht diesen Effekt, des leichten und nahezu mühelosen Schneidens wie ein Skalpell.

Die breite Schnittfläche auf dem oberen Scherenblatt ermöglicht eine hervorragende Führung und mit der entsprechenden Technik ist ein Schneiden nicht erforderlich. Die Schere kann durch Druck durch den Cast geführt werden und durchtrennt diesen sauber und leicht.

Die Zahnung an der Außenseite des Scherenblattes ermöglicht beim Abkippen der Schere, dass das Schneidegut nicht weggeschoben wird, sondern sicher hält und der Schnitt in der gewünschten Stellung erfolgen kann.

MODELLE:

- CAST 100 SOFT-CAST Schere, CLASSIC 18,5 cm
- CAST 100 L SOFT-CAST Schere, CLASSIC 18,5 cm LINKSHÄNDER



Das Model „**CONTUR**“ ist die optimale Ergänzung zu der SOFT-CAST Schere. Die Vorteile Dieser kleinen Schere:

- Kurzes Arbeitsteil – präparieren an schwer zugänglichen Stellen
- Mikrotom-Schliff – geringer Kraftaufwand bei hoher Schneidleistung

Somit werden Modellierungen im Bereich der Austrittsstellen, z. B. der Finger und Zehen, erleichtert und für den Patienten weniger gefährlich.

MODELLE: - CAST 110 SOFT-CAST Schere, CONTUR 12,5 cm
- CAST 110 L SOFT-CAST Schere, CONTUR 12,5 cm LINKSHÄNDER



Mit der Ausführung „**MULTICOLOR**“ haben wir eine Schere die über alle Eigenschaften der „CLASSIC“ und „CONTUR“ – Modelle verfügt.

Sie weist nicht nur ein außergewöhnliches Design auf, sondern aufgrund der Beschichtungs-Technik noch eine höhere Oberflächenhärte und ist damit auch gegen Kratzer und Beschädigungen stärker geschützt.

Außerdem ermöglicht es ein leichteres Entfernen der CAST-Rückstände, was zusätzlich zu einer längeren Einsatzdauer der SOFT-CAST Schere führt.

- MODELLE:
- CAST 100 M SOFT-CAST Schere, CLASSIC, MULTICOLOR 18,5 cm
 - CAST 100 ML SOFT-CAST Schere, CLASSIC, MULTICOLOR 18,5 cm LINKSHÄNDER
 - CAST 110 M SOFT-CAST Schere, CONTUR, MULTICOLOR 12,5 cm
 - CAST 120 M SOFT-CAST Schere, SPEZIAL, MULTICOLOR 17,5 cm



Die SOFT-CAST Schere „**SPEZIAL**“ ist ein Mix der Modelle „CLASSIC“ und CONTUR“ und vereint die Schneidekraft des CLASSIC-Modells mit der Flexibilität des CONTUR-Modells.

Ein Wechseln der Scherentypen innerhalb der Anwendung ist dadurch nicht unbedingt nötig.

Dieses Modell eignet sich jedoch nur für fortgeschrittene Anwender, da aufgrund der speziellen Form der Schneidespitze eine Verletzungsgefahr nicht ganz ausgeschlossen werden kann.

MODELLE: - CAST 120 SOFT-CAST Schere, SPEZIAL 17,5 cm

