

# Infusionsständer MRT

für Geräte bis 1,5 Tesla

**provita**<sup>®</sup>  
medical

I-M11121

- + effektive Infusions-Versorgung durch sicheres Aufhängen von Infusionsflaschen und -beuteln
- + MRT-Tauglichkeit durch die Verarbeitung von unmagnetischen Materialien



## Produktbeschreibung

Material:	Edelstahl
Farbe der Kunststoffteile:	blau
Flaschenkreuz:	Kunststoff 4 Sicherheitsflaschenhaken - 2 kg / Haken
Arretierung:	Schraubhöhenverstellung
Höhenverstellbereich:	1.350 mm - 2.150 mm
Rohrdurchmesser:	25 / 18 mm
Länge Außenrohr:	1.000 mm
Fußdurchmesser:	635 mm
Auslegerprofil:	30 x 15 mm
Rollen:	Doppelaufrollen Ø 50 mm, entsprechend DIN EN 60601 elektrisch leitfähig und feststellbar
Gesamt- / Fußgewicht (Netto):	ca. 3,6 kg / 1,9 Kg mit Abtropfglas und Halter
MRT-Eignung:	1,5 Tesla



**GREEN  
MEDICAL**  
Medizintechnik J. Schmuck

GREEN MEDICAL Medizintechnik J. Schmuck  
Furth 25, A - 8755 St. Peter ob Judenburg



### Anwendung

- + komfortable Höhenverstellung mittels Schraubhöhenverstellung mit integriertem, oberflächenschonendem Formklemmelement
- + kontaminationsfreie Reinigung möglich (Wisch- und Sprühdeseinfektion) durch elektropolierten Rollfuß



### Technik

- + alle Kunststoffteile sind lichtecht
- + Rollen mit spurloser Lauffläche
- + geringe Mikrorauigkeit sowie Oberflächenhaftung



### Ökonomie

- + vollständige Recyclebarkeit



### Sicherheit

- + Ausleger sind mit Stopfen aus Kunststoff verschlossen (keine Verletzungsgefahr)
- + ausreichender Sicherheitsabstand in komplett eingeschobenen Zustand als Vorsichtsmaßnahme vor Verletzungsgefahr (z.B. Finger einklemmen)
- + keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Flaschenhaken-Form



**GREEN  
MEDICAL**  
Medizintechnik J.Schmuck

GREEN MEDICAL Medizintechnik J. Schmuck  
Furth 25, A - 8755 St. Peter ob Judenburg