



DESINFEKTIONSMITTELHALTER

GM050

DETAILS

1 SPEZIELL FÜR BETTRAHMEN

HALTERUNG IST FIX MONTIERT
AUF EINEM RUNDROHR Ø 25 M

2

GEEIGNET FÜR
DESINFEKTIONSMITTELPENDER 500 ML
(NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!)

3

GESAMTHÖHE: 370 MM

4

5

MATERIAL: EDELSTAHL

PRODUKT- BESCHREIBUNG

Der Desinfektionsmittelhalter GM050 wurde speziell von Green Medical entwickelt und ist zur Montage in vorhandenen Aufnahmeeinheiten für Infusionsstative am Bett vorgesehen.

