

Erster thermo-
desinfizierbarer
Protektor bis 95 °C zur
validierten Aufbereitung!
(bei 500 und 700 mm
Ausführungen)



ENDO PROTECT

GESCHÜTZT & SICHER

Transport und Lagerung für Endoskope und Fibroskope


ENDO PROTECT

Transport und Lagerung für:

- Videoendoskope
- Endoskope mit Versorgungsleitung
- Fibroskope



Technische Details
unter provita.de



- **HÄNGENDE LAGERUNG** gemäß **ANFORDERUNG RKI****
- **SOFORTIGE VERFÜGBARKEIT**
des aufbereiteten Endoskopes
(z. B. bei notfallmäßiger Intubation)
- **KONFIGURIERBAR**
geeignet für sämtliche Steckerhersteller,
Längen und Versorgungsleitungen
- **SEPARATER STAUBSCHUTZ**
für den Handgriff erhältlich
- Als **KOMPLETTSYSTEM** möglich,
Anbringungsmöglichkeiten des Protektors:
 - » Infusionsständer*
 - » Andockwagen
 - » Wandschiene
 - » Schrankeinbau
 - » OP-Tisch
 - » Deckenversorgungseinheit (DVE)
 - » Vielzweckwagen
- **MDR-KONFORM**

* Bei mobilem Einsatz ist entsprechend auf Kippsicherheit sowie eine stabile Anbringung etc. zu achten.

** Robert Koch Institut



sofort
einsatzbereit

geeignet für
alle Hersteller

Thermo- und
wischdesinfizierbarer
Protektor




Mechanischer
Schutz des
Handgriffs bei
Lagerung und
Transport



Sichere Lagerung
und Transport des
Versorgungssteckers

Schutz des
distalen Endes



DAS HYGIENEKONZEPT

Der Protektor ermöglicht den flexiblen und sicheren innerklinischen Transport eines Endoskops von der Aufbewahrung bis hin zur Untersuchung. Der Protektor bietet eine sofortige Verfügbarkeit des aufbereiteten Endoskops am Notfallwagen oder Infusionsständer. Bei Notfällen kann so entsprechend schnell reagiert werden.





Abbildung zeigt thermodesinfizierbaren Protektor (Versionen 500 und 700 mm)

Mobile Systeme

MOBILE BASISEINHEITEN



für 1 bis 2 Protektoren

T-W02000



für 3 bis 4 Protektoren

T-W04000



PROTEKTOR
500 mm

E-C11109



PROTEKTOR
700 mm

E-C11119



PROTEKTOR
1.200 mm

E-W11129

EINWEG-STAUBSCHUTZ



aufbereitet (grün)


Z-EC0010



kontaminiert (rot)

Z-EC0020

GERÄTETRÄGER-AUFLAGE



für Protektor im RDG

Z-EC0002

SCHIEBEGRIFF



Z-Z00002

HANDGRIFF-ABSTÜTZUNGEN

werden vormontiert im Protektor geliefert



Z-EH-001



Z-EH-002



Z-EH-003



Z-EH-004



Z-EH-005



VIELE weitere Optionen
und Maße finden Sie unter
provita.de

HANDGRIFF-AUFNAHMEN



klein

im Lieferumfang des Protektors
enthalten Z-HA0001



mittel

im Lieferumfang des Protektors
enthalten Z-HA0005



extra-hohe Ausführung

Z-HA0010

STECKERHALTER vormontiert am Protektor



konisch

Z-ES-000



zylindrisch

Z-ES-011



rechteckig

Z-ES-014



VIELE weitere Steckerhalter
und Maße finden Sie unter
provita.de

PENDELSCHUTZ



10 mm

Z-EP-001



23 mm

Z-EP-002




hohe Ausführung

Z-EP-003

+ werkzeuglose
Befestigung



Adapter separat
aufbereitbar



Stationäre Systeme

STATIONÄRE SIMPLE-FIX-SYSTEME



+ verwechslungs-
freie Montage
„Poka Yoke“

PER MAGNET



für Handgriff-Aufnahmen
und Steckerhalter, 2 kg Traglast

E-B-S001



für Pendelschutz,
0,5 kg Traglast

E-B-S002



für Handgriff-Aufnahmen
und Steckerhalter, 2 kg Traglast

E-B-S003

PER SCHRAUBEN

PER UNIVERSALKLAUE



vertikale Anbringung

E-B-S005



horizontale Anbringung

E-B-S004

HANDGRIFF-ABSTÜTZUNGEN (8 MM) zur Nutzung in Handgriff-Aufnahmen (s.u.)



Z-EHS001



Z-EHS002



Z-EHS003



Z-EHS004



Z-EHS005

HANDGRIFF-AUFNAHMEN für optionale Handgriff-Abstützungen (s. oben)



linke Ausführung

Z-EAS010



rechte Ausführung

Z-EAS011



VIELE weitere Optionen
und Maße finden Sie unter
provita.de

PENDELSCHUTZ



10 mm

Z-EPS001



23 mm

Z-EPS002



hohe Ausführung

Z-EPS003

HANDGRIFF-AUFNAHMEN



konisch

20/16 mm Z-EAS001

24/20 mm Z-EAS002

32/28 mm Z-EAS003



universal

Z-EAS004



HNO 12 mm

Z-EAS005



Universal, mit Aufnahme für
Versorgungsleitung, linke Ausführung

Z-EAS006



Universal, mit Aufnahme für
Versorgungsleitung, rechte Ausführung


Z-EAS007

STECKERHALTER



konisch

Z-ESS000



zylindrisch

Z-ESS011



rechteckig

Z-ESS014



VIELE weitere Steckerhalter
und Maße finden Sie unter
provita.de

UMLENKROLLE



Z-Z00360




Mehr Optionen unter provita.de

Für viele Endoskope sind Handgriff-Aufnahmen und Steckerhalter verfügbar:



- + Philips
- + GE
- + Siemens
- + Canon
- + Fujifilm Sonosite
- + Aloka Hitachi
- + Karl Storz



Wenden Sie sich gerne an
uns – wir entwickeln die
passende Handgriff-Auf-
nahme und den passenden
Steckerhalter für Sie.



ca. ab Q2 2023
Einfach online konfigurieren:
[https://configurator.provita.de/
endo-care](https://configurator.provita.de/endo-care)


Sie haben noch Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter.

Einfach kurz anrufen: +49 (0) 21 93 / 51 05 - 0
Oder schreiben Sie uns: info@provita.de



Einfach online konfigurieren:
<https://configurator.provita.de/tee-care>





TEE
CARE

GESCHÜTZT & SICHER

Transport, Lagerung und Aufbereitungsmöglichkeit für TEE-Ultraschallsonden

Transport, Lagerung und Aufbereitungsmöglichkeit für TEE-Ultraschallsonden

GESCHÜTZT & SICHER

Transport,
Lagerung und
Aufbereitungsmöglichkeit
für TEE-Sonden!

Kennen Sie schon unsere anderen Kataloge?

pro vita MEDIZINPRODUKTE UND -TECHNIK made in germany	provi DOCK KATALOG Mobiler Andockwagen / Mobile Transfer Cart	Leuchten KATALOG Untersuchungs- / Leuchteuchten	Infusions ständer KATALOG Pumpenträger / Mobiliar / Hygienecenter / SAM	Wand systeme KATALOG Wandbühnen / Monitor- & Infusionsstagesysteme	Decken systeme KATALOG Decken-Infusionssysteme
--	--	--	--	---	---

provita medical gmbh & co. kg
Auf der Huhfuhr 8
42929 Wermelskirchen
Germany



GREEN MEDICAL
Medizintechnik J. Schmuck
Furth 25 | A - 8755 St. Peter ob Judenburg
+ 43 3579 21012 • www.greenmedical.at

Phone +49 (0) 21 93 / 51 05 - 0
Fax +49 (0) 21 93 / 51 05 - 269

info@provita.de
www.provita.de



Stand: 2023