



NEU: gemäß DIN EN 14183

Starker Auftritt im OP

Nach DIN EN 14183 optimiert für mehr Sicherheit

Die Hupfer OP-Auftritte der neuen Generation erfüllen nun alle Vorgaben der DIN EN 14183. Sie sind aus Edelstahl und bieten höchste Stabilität, festen Stand und optimale Sicherheit im OP.

Vorteile und Nutzen im Überblick:

- Keine Überlappung der Stufen
- Gleiche Stufenhöhen
- Feste Verschraubung von Stufen und Rahmengestell (zur Reinigung abschraubbar)
- Rutschhemmende, geriffelte Stufenoberflächen
- Sicherer Stand durch gummierte, rutschhemmende Standfüße
- Elektrisch leitfähig

Abmessungen B x T x H in mm		Bestell-Nr.
600 x 350 x 130	1-stufig	7500294
600 x 350 x 220	1-stufig	7500295
600 x 350 x 300	1-stufig	7500296
600 x 680 x 220-440	2-stufig	7500297

Ersatzteil		Bestell-Nr.
Standfuß für OP-Auftritt	(4 Stück)	0191386510

*Alle Angaben/Maße sind ca.-Angaben, technische Änderungen vorbehalten.
© HUPFER® 2017*