

## Therapie- und Pflegesessel Culla balance transfer outdoor



### Ausstellungsmodell Therapie- und Pflegesessel Culla balance transfer outdoor

- **Vorderreifen: Vollgummi mit 360° drehender Vorderrolle 150 mm / 30 mm**
- **Hinterreifen: Vollgummi 400 mm / 40 mm**
- **Dynamische Bremse mit Feststellbremse**
- **Abnehmbare Armlehnen**
- **Neigungsregulierung durch Gasdruckfeder**
- **Atmungsaktives Kunstleder, Farbe: Grau – Orange**
- **Polsterung aus Memory Foam**