

# NOTFALLWAGEN

Art.Nr.: 543 324



## EIGENSCHAFTEN

1 MAßE: 600 mm x 580 mm x 980 MM

FARBE: REINWEIß

2

BESTÜCKUNG:

1 SCHUBLADE (600 MM x 150 MM)

2 SCHUBLADEN (300 MM x 150 MM)

3

4 DOPPEL-LEICHTLAUFROLLEN  
ø 125 MM

4

5 HALTERUNG FÜR DEFIBRILLATOR  
UND BEATMUNGSGERÄT

5

INFUSIONSHALTER MIT  
2 EDELSTAHLHAKEN

6

5

ERGONOMISCHE  
SCHIEBEGRIFFE

## PRODUKT- BESCHREIBUNG

Der Notfallwagen von R&T ermöglicht eine effektive Notfallversorgung und ist ideal in Krankenhäusern, Ambulanzen oder auf Intensivstationen einsetzbar. Zudem verfügt der Notfallwagen über höchste Funktionalität. Von Sauerstoffflasche und Reanimationsbrett bis Notfallkoffer und Defibrillator finden alle wichtigen Utensilien ihren sicheren Platz. Der Notfallwagen ist mit einer Infusionsstange, ergonomischem Schiebegriff sowie einer Halterung für Beatmungsgeräte und Defibrillator ausgestattet. Zudem gewähren die leisen, soften und sicheren Schubladen komfortables Arbeiten.

