

# VISITENWAGEN/ NOTEBOOKWAGEN

Art.Nr.: 543 352



## EIGENSCHAFTEN

1

MAßE:  
1080 MM x 660 MM x 580 MM

NOTEBOOKAUSZUG:  
660 MM x 150 MM

2

3

MIT EINHÄNGERAHMEN FÜR  
PATIENTENAKTEN

ERGONOMISCHER SCHIEBEGRIFF

4

5

4 DOPPEL-LEICHTLAUFROLLEN  
ø 125 MM

STOßSCHUTZ-ECKEN

6

7

IN VERSCHIEDENEN FARBEN  
LIEFERBAR

## PRODUKT- BESCHREIBUNG

Die Visitenwägen/Notebookwägen von R&T sind mobile Arbeitsplätze, welche einen flexiblen und mobilen Einsatz ermöglichen. Die Wägen eignen sich ideal zum Transport von relevanten Arbeitsmitteln in Krankenhäusern, Ambulanzen oder Kliniken. Die Wägen sind mit einer ausziehbaren Notebook-Ablage sowie mehreren Schubladen für komfortables und ergonomisches Arbeiten ausgestattet. Zudem verfügen die Wägen Schubladen mit Softclosing-Funktion. Des Weiteren sind die Visitenwägen/Notebookwägen konfigurierbar nach Ihren Wünschen.

