



NEWSLETTER

GREEN MEDICAL NEWSLETTER 10 | 2020

AKTIONSMODELL

Untersuchungs- und Behandlungsliege Modell LC111D2 UNIX LINE
zum

AKTIONSPREIS!

Die Untersuchungsliege ist mit einer Rückenlehne sowie wahlweise mit oder ohne Mund-/ Nasenschlitz ausgestattet. Das Rückenteil der Liege ist stufenlos mittels Gasdruckfeder +70° verstellbar. Zudem ist das Modell LC111D2 der Unix Line elektrisch mittels Handschalter höhenverstellbar.

EINFACH – PLATZSPAREND – EFFIZIENT

UNIX LINE

Modell LC111D2



Die Behandlungsliege eignet sich ideal für kleine Räume oder Praxen und bietet eine effiziente Unterstützung für jede/n Anwender/in!

Produktdetails:

- 🌿 Maße: 195 cm x 68 cm
- 🌿 Eigengewicht: 70 kg
- 🌿 Max. Belastbarkeit: 170 kg
- 🌿 Stromnetzversorgung: 230V 50-60Hz 1,5A
- 🌿 Elektrische Höhenverstellung: 55 cm – 93 cm
- 🌿 Rückenteil: 68 cm (positiv bis +70° anstellbar)



[Zum Produkt](#)

Zudem bieten wir viele weitere Ausstellungsmodelle zu attraktiven Aktionspreisen – nur für kurze Zeit und in begrenzten Stückzahlen erhältlich!



Zu den Aktionsmodellen

Wir freuen uns, wenn wir Sie mit unserem Newsletter regelmäßig über unsere neuen Produkte und Angebote informieren dürfen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung!

Join us on social media



Green Medical Medizintechnik

Josef Schmuck

Furth 25

8755 St. Peter ob Judenburg

Tel: +43 (0) 3579 21 012 | Fax: +43 (0) 3579 26 0 28

office@greenmedical.at

Der Newsletter kann jederzeit per E-Mail, Telefon oder Post abbestellt werden!

Uns ist der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig, darum behandeln wir diese immer vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften ([Datenschutzerklärung](#)).