



| | |
|------------------------------------|--|
| Bestückung | LED - Energieeffizienzklasse A+ |
| Beleuchtungsfeld @ 100 cm | Ø 18 cm |
| Beleuchtungsstärke @ 100 cm | 100 000 lx |
| Farbwiedergabe (Ra) | > 95 |
| Farbtemperatur | 3700/4300/4700 K |
| Betriebsgerät | Elektronischer Konverter |
| Anschlusswerte | 100-240 V; 50/60 Hz |
| Netzanschlussleitung | 3 m Schuko |
| Leuchtengehäuse | Polyamid (PA) |
| Gewicht (netto) | 20.0 kg |
| Leistungsaufnahme | 40 W |
| Bedienung | Folientastatur am Leuchtenkopf |
| Gelenkentlastung | Feder |
| Schutzklasse | I |
| Zubehör | sterilisierbarer Handgriff |
| Normen | EN 60601-1, EN 60601-2-41 |
| Besonderheiten | 3 Farbtemperaturen, 4 Dimmstufen, Diamantoptik, Hochwertiges Armsystem, Sterilisierbarer Handgriff, wartungsfrei |
| Befestigung | Rollstativ |
| Schutzart | IP 20 (43) |
| Bestell-Nr. | D15893000 - reinweiß |

Lichtverteilung

