



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Bestückung</b>               | 1 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+  |
| <b>Beleuchtungsfeld @ 50 cm</b> | Ø 45 cm  |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>      | > 95   |
| <b>Farbtemperatur</b>           | 3000 K   |
| <b>Betriebsgerät</b>            | Elektronischer Steckertransformator  |
| <b>Anschlusswerte</b>           | 100-240 V; 50/60 Hz  |
| <b>Netzanschlussleitung</b>     | 2 m Euro   |
| <b>Leuchtengehäuse</b>          | PC / Aluminium, lackiert   |
| <b>Gewicht (netto)</b>          | 1.5 kg   |
| <b>Leistungsaufnahme</b>        | 8 W  |
|                                 | 1-polig sekundär   |
| <b>Gelenkentlastung</b>         | Friktion   |
| <b>Schutzklasse</b>             | II   |
| <b>Zubehör</b>                  | Bettenuniversaladapter mit Auszugssicherung,<br>Leuchtendekor: Folie, Leuchtendekor: Rattan,<br>Leuchtschirm; weiß, Schienenbefestigung mit<br>Entnahmesicherung, Tischklemme mit<br>Entnahmesicherung, Universalbefestigung mit<br>Entnahmesicherung, Wandhalter mit<br>Entnahmesicherung |
| <b>Normen</b>                   | EN 60598-1, EN 60598-2-25  |
| <b>Besonderheiten</b>           | Drehdurchführung (360° Turnoverachse), Nachtlicht<br>(LED)   |
| <b>Befestigung</b>              | Pin Befestigung (Ø 16mm)   |
| <b>Bestell-Nr.</b>              | D15250000 - weiß/aluminium   |

**Lichtverteilung**

Messabstand 0.5 m

