



| | |
|---------------------------------|--|
| Bestückung | 1 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+ |
| Beleuchtungsfeld @ 50 cm | Ø 45 cm |
| Farbwiedergabe (Ra) | > 95 |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Betriebsgerät | Elektronischer Steckertransformator |
| Anschlusswerte | 100-240 V; 50/60 Hz |
| Netzanschlussleitung | 2 m Euro |
| Leuchtengehäuse | PC / Aluminium, lackiert |
| Gewicht (netto) | 1.5 kg |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| | 1-polig sekundär |
| Schutzklasse | II |
| Zubehör | Bettenuniversaladapter mit Auszugssicherung, Leuchtendekor: Folie, Leuchtendekor: Rattan, Leuchtschirm; weiß, Schienenbefestigung mit Entnahmesicherung, Tischklemme mit Entnahmesicherung, Universalbefestigung mit Entnahmesicherung, Wandhalter mit Entnahmesicherung |
| Normen | EN 60598-1, EN 60598-2-25 |
| Besonderheiten | Drehdurchführung (360° Turnoverachse), Nachtlicht (LED) |
| Befestigung | Pin Befestigung (Ø 16mm) |
| Bestell-Nr. | D15251000 - weißaluminium |



Lichtverteilung

Messabstand 0.5 m

