



Bestückung	1 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
Beleuchtungsfeld @ 50 cm	Ø 45 cm
Farbwiedergabe (Ra)	> 95
Farbtemperatur	3000 K
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	2 m Euro
Leuchtengehäuse	PC / Aluminium, lackiert
Gewicht (netto)	1.5 kg
Leistungsaufnahme	8 W
Gelenkentlastung	1-polig sekundär
Schutzklasse	II
Zubehör	Bettenuniversaladapter mit Auszugssicherung, Leuchtendekor: Folie, Leuchtendekor: Rattan, Leuchterschirm; weiß, Schienenbefestigung mit Entnahmesicherung, Tischklemme mit Entnahmesicherung, Universalbefestigung mit Entnahmesicherung, Wandhalter mit Entnahmesicherung
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-25
Besonderheiten	Drehdurchführung (360° Turnoverachse), Gestänge 30° gebogen, Nachtlicht (LED)
Befestigung	Pin Befestigung (Ø 16mm)
Bestell-Nr.	D15360000 - reinweiß



Lichtverteilung

