

NEWSLETTER

GREEN MEDICAL NEWSLETTER JUNI 2022

LIEGEN

Die Liegen in unserem Sortiment garantieren optimalen Komfort und Funktionalität. Der Vielzahl an Anforderungsprofilen können wir dank intensiver Zusammenarbeit mit unseren Herstellern bestens gerecht werden, sodass auch die für Sie richtige Liege gefunden werden kann.

Gipsliege EZ-Caster SG®

Diese Liege wurde speziell für das Gipszimmer entwickelt. Wegen des Zweisäulensystems wird ein perfekter Arbeitsplatz bei Oberschenkelgipsen, Lendenwirbelsäulenkorsetts oder auch Beckenbeingipsen geboten. Die elektrisch höhenverstellbare Liege, bietet ein umfassendes Zubehör um Ihre Arbeit perfekt zu unterstützen.



UNION VISIT



Verschiedene Ausführungsmöglichkeiten werden bei den der Firma Chinesport hergestellten Physiotherapie- und Behandlungsliegen geboten. Die Union Visit besteht aus einem beweglichen sowie einem fixierten Segment und kann zusätzlich elektrisch oder hydraulisch höhenverstellbar geliefert werden.

UNTERSUCHUNGLIEGE DIVIA

Hohe Stabilität zeichnet die höhenverstellbare Untersuchungsliege „DIVIA“ auf elektrischen Säulen aus. Die Liege ist komfortabel gepolstert und mit zwei Liegeflächen ausgestattet. Der Rückenteil lässt sich mit einer Gasdruckfeder von 0° bis 80° justieren.



CLEAR LINE STRETCHER



Der hochwertige Clear Line Stretcher wird in den Bereichen Schockraum, Endoskopie, ERCP, Eingriffsräumen und Schmerzambulanzen eingesetzt. Die Liege lässt sich mittels Akkubetrieb elektrisch von 56 cm auf 96 cm Höhenverstellen. Sie ist auch mit fußseitig abklappbaren Schiebegriffen ausgestattet und kann optimal auf individuelle Kundenwünsche angepasst werden.

ZU DEN PRODUKTEN

Wir freuen uns, wenn wir Sie mit unserem Newsletter regelmäßig über unsere neuen Produkte und Angebote informieren dürfen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung!

Join us on social media



Green Medical Medizintechnik

Josef Schmuck

Furth 25

8755 St. Peter ob Judenburg

Tel: +43 (0) 3579 21 012 | Fax: +43 (0) 3579 26 0 28

office@greenmedical.at

Der Newsletter kann jederzeit per E-Mail, Telefon oder Post abbestellt werden!

Uns ist der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig, darum behandeln wir diese immer vertraulich und

entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften ([Datenschutzerklärung](#)).