

AUSSTELLUNGSMODELL INSTRUMENTENTISCHE



AKTIONSPREIS
€ 960,-
exkl. MwSt

Die hochwertigen Instrumentenzureichtische der Firma R & T/ Blanco sind höhenverstellbar und bieten effiziente Lösungen für Arbeiten in OP-Abteilungen oder der Zentralsterilisation. Die hervorragende Qualität sowie die unterschiedlichen Größen und Funktionen erlauben einen vielseitigen Einsatzbereich der Instrumententische. Die Tischhöhe lässt sich durch Betätigen des Fußhebels einstellen.

AUSSTATTUNG

1

hydraulisch Höhenverstellbar

2

Höhenverstellung: 980 - 1360 mm
Länge 1200 x Breite 620 mm

3

L 1200 x B 620 mm