


AUSSTELLUNGSMODELL STEH- UND SITZWAAGE ARNOLD



AKTIONSPREIS
€ 990,-
exkl. MwSt

Die Steh- und Sitzwaage ARNOLD von CAE ist eine praktische medizinische Personenwaage zum Wiegen des Patienten im Sitzen und Stehen. Die leistungsstarke Waage eignet sich ideal für sämtliche medizinische Bereiche und gewährt hohe Genauigkeit der Wiegeergebnisse. Zudem bietet die Personenwaage hohe Effizienz in Bezug auf Ergonomie, Robustheit und Hygiene. Durch die verschiebbare Fußstütze kann der Patient leicht Platz nehmen. Weiters kann die Größe des Patienten mittels integriertem Messstab gemessen, sowie auch der BMI errechnet werden.

AUSSTATTUNG

1

Maße: 59 cm x 59 cm x 105 cm

2

Wiegefläche: 44 cm x 44 cm

3

Ein- und ausklappbare Fußstützen

4

Automatische Abschaltung

5

Batterie - Betriebsdauer: 40 h

6

Wägebereich: 200 kg / 100 g