

# KRÜCKEN

## 42050



## EIGENSCHAFTEN

1

ERGONOMISCHE  
HANDGRIFFE

2

REFLEKTOREN

3

GEWICHT: 0,64 KG

4

MATERIAL: ALUMINIUM,  
LEICHTMATERIAL

## PRODUKT- BESCHREIBUNG

Die Krücken der Firma Chinesport verfügen über zwei verschiedene Verstellmöglichkeiten und sind als Paar erhältlich. Bei dem Produkt handelt es sich um Krücken für Erwachsene.

Die Gehkrücken unterstützen den Anwender des Produktes beim Gehen und sind wesentlich für jene, die aus vorübergehenden oder dauerhaften Gründen beim Gehen verhindert sind. Die Tragstruktur der Krücken ist relativ leicht und besteht aus einem Aluminiumrohr.

