

OVAL - 8® FINGERSCHIENEN

P1008-1-02 - 15



EIGENSCHAFTEN

1

MATERIAL: KUNSTSTOFF
- POLYPROPYLEN

OFFENES DESIGN

2

3

100% LATEXFREI

3 - PUNKT -
DRUCKSYSTEM

4

PRODUKT- BESCHREIBUNG

Mit den Fingerschienen kann man Hammerfinger, Schwanenhals, Boutonniere-Deformitäten, Trigger-Finger, Trigger-Daumen, Seitenabweichung, Arthritis, Frakturen und Hypermobilität behandeln. Die Oval-8® Fingerschienen sind schlicht, elegant, abnehmbar und wiederverwendbar. Die Schienen haben eine integrierte Größenanpassung.

Die Druckpunkte sind gleich weit voneinander entfernt. Deswegen kann die Schiene einfach gedreht werden, um die Bewegung je nach Bedarf zu kontrollieren und auch einzuschränken.



IN WEITEREN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:

1. P1008 - 5 - 02 bis 15 (SET MIT 5 STÜCK)
2. P1008 - 1 - 02 bis 15 (SET MIT 1 STÜCK)
3. RP1008 - 001 bis 006 (GRÖßENSET)
4. P1008 - K (BOX MIT 44 STÜCK)