

Normalstation

Infusionsständer



**GREEN
MEDICAL**

Medizintechnik J. Schmuck

Furth 25 | A - 8755 St. Peter ob Judenburg

+ 43 3579 21012 • www.greenmedical.at



hier sehen Sie die
2 Varianten der
Höhenverstellung

I-N41121

(Unsere Empfehlung für die Normalstation)

+ Eintreten von hygienisch sensiblen Flüssigkeiten wird durch die patentierte Dichtkappe verhindert

Material	Stahl verchromt
Farbe der Kunststoffteile	blau
Rohrdurchmesser	25 / 18 mm
Flaschenkreuz	Kunststoff 4 Haken – 2 kg / Haken
Arretierung	Schraubhöhenverstellung
Höhenverstellung	1.350 mm – 2.150 mm
Länge Außenrohr	1.000 mm
Fußdurchmesser	635 mm
Auslegerprofil	25 x 25 mm
Rollen	Doppelaufrollen 50 mm (2 x antistatisch & Feststeller, 3 x normal)
Gesamt- / Fußgewicht	ca. 3,5 kg / 1,9 kg