



Bedienungsanleitung

Fahrdrehstuhl

GM200 / GM202



Green Medical Medizintechnik
Josef Schmuck

Furth 25 | A 8755 St. Peter ob Judenburg
T: +43 (0) 3579/ 21 0 12 | E: office@greenmedical.at | W: www.greenmedical.at

Bedienung Fahrdrehstuhl:



Modell mit Ringauslöser:

Auslöser für die Höhenverstellung von allen Seiten bedienbar

Einstellbare Höhe von 49-69 cm

Die Rückenlehne lässt sich durch Lösen der Schraube verstellen.

Fixierschraube für die Rückenlehne

Modell mit Bügelauslöser:

Stufenlose Höhenverstellung durch Bedienung des Auslösehebels.

Einstellbare Höhe von 49-69 cm



Green Medical Medizintechnik

Josef Schmuck

Furth 25 | A 8755 St. Peter ob Judenburg

T: +43 (0) 3579/ 21 0 12 | E: office@greenmedical.at | W: www.greenmedical.at