

DREHHOCKER

GM202 EL



FARBAUSWAHL

antistatisch
schwarz

PRODUKT- BESCHREIBUNG

Der Drehhocker GM202 EL wurde eigens von Green Medical entwickelt und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der Hocker eignet sich ideal für Arztpraxen, Krankenhäuser, Therapieeinrichtungen und Büros.

-  Von 49 - 69 cm mittels Bügelauslöser höhenverstellbar
-  Individuell an die Größe des Benutzers anpassbar
Rundsitz: Durchmesser von 35 cm
-  Die Sitzpolsterhöhe ist aus 3 cm, 5 cm oder 8 cm wählbar
 Der GM202 EL Hocker verfügt über eine Rückenlehne
-  Kunstlederbezug schwarz antistatisch
 Sicherheitsstuhlrollen haben einen Durchmesser von 50 mm und sind elektrisch leitfähig
-  Poliertes Aluminium Fußkreuz mit einem Durchmesser von 60 cm
 Optional: Beinauflage SB128



IN WEITEREN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:

1. (GM202) mit Rückenlehne, ohne elektrisch leitfähige Rollen
2. (GM202H2) hohe Sitzhöhe 59 - 85 cm, mit Rückenlehne