



SOFT-CAST SCHEREN

MODELLE

1

CAST 100 SOFT- CAST
SCHERE, CLASSIC 18,5 CM

CAST 100 L SOFT-CAST
SCHERE, CLASSIC 18,5 CM
LINKSHÄNDER

2



PRODUKT- BESCHREIBUNG

Die SOFT CAST - Scheren sind gefertigt aus rostfreiem Edelstahl und auf höchstem Niveau entwickelt.

Das Modell „CLASSIC“ ist mit einem besonderen Schliff versehen, er ermöglicht ein einfaches Durchtrennen, auch von mehreren Lagen des Soft-Castes, ohne dass der Anwender sehr hohen Druck anwenden muss. Ein leichtes und flexibles Arbeiten ist dabei einer der großen Vorteile.

Das untere Scherenblatt ist mit einem „Mikrotomschliff“ versehen

Dieser Anschliff ermöglicht ein leichtes und müheloses Schneiden - wie ein Skalpell.

Die breite Schnittfläche auf dem oberen Scherenblatt ermöglicht eine hervorragende Führung und mit der entsprechenden Technik ist ein Schneiden nicht erforderlich.

Die Schere kann durch Druck durch den Cast geführt werden und durchtrennt diesen sauber und leicht.

Die Zahnung an der Außenseite des Scherenblattes ermöglicht beim Abkippen der Schere, dass das Schneidegut nicht weggeschoben wird, sondern sicher hält und der Schnitt in der gewünschten Stellung erfolgen kann.



MODELL „CONTUR“

MODELLE

1

CAST 110 SOFT- CAST
SCHERE, CONTUR 12,5 CM

2

CAST 110 L SOFT-CAST
SCHERE, CONTUR 12,5 CM
LINKSHÄNDER

PRODUKT- BESCHREIBUNG

Das Modell „CONTUR“ ist die optimale Ergänzung zu der SOFT-CAST SCHERE.



VORTEILE

1

KURZES ARBEITSTEIL - PRÄPARIEREN AN
SCHWER ZUGÄNLICHEN STELLEN

2

MIKROTOM-SCHLIFF
GERINGER KRAFTAUFWAND BEI
HOHER SCHNEIDLEISTUNG

3

SOMIT WERDEN MODELLIERUNGEN IM
BEREICH DER AUSTRITTSSTELLEN, Z.B.
DER FINGER UND ZEHEN.



MODELL „MULTICOLOR“

MODELLE

1

CAST 100 M SOFT- CAST
SCHERE, CLASSIC
MULTICOLOR 18,5 CM

CAST 100 ML SOFT-CAST
SCHERE, CLASSIC
MULTICOLOR 18,5 CM
LINKSHÄNDER

2

CAST 110 M SOFT-CAST
SCHERE, CONTUR
MULTICOLOR 12,5 CM

3

CAST 120 M SOFT-CAST
SCHERE, SPEZIAL
MULTICOLOR 17,5 CM

4

PRODUKT- BESCHREIBUNG

Mit der Ausführung „MULTICOLOR“ haben wir eine Schere die über alle Eigenschaften der „CLASSIC“ und „CONTUR“ – Modelle verfügt.

Sie weist nicht nur ein außergewöhnliches Design auf, sondern aufgrund der Beschichtungs-Technik noch eine höhere Oberflächenhärte und ist damit auch gegen Kratzer und Beschädigungen stärker geschützt.

Außerdem ermöglicht es ein leichteres Entfernen der CAST-Rückstände, was zusätzlich zu einer längeren Einsatzdauer der SOFT-CAST Schere führt.





MODELL „SPEZIAL“

MODELLE

1

CAST 120 SOFT-CAST
SCHERE, SPEZIAL 17,5 CM



PRODUKT- BESCHREIBUNG

Die SOFT-CAST Schere „SPEZIAL“ ist ein Mix der Modelle „CLASSIC“ und CONTUR“ und vereint die Schneidekraft des CLASSIC-Modells mit der Flexibilität des CONTUR-Modells.

Ein Wechseln der Scherentypen innerhalb der Anwendung ist dadurch nicht unbedingt nötig.

Dieses Modell eignet sich jedoch nur für fortgeschrittene Anwender, da aufgrund der speziellen Form der Schneidespitze eine Verletzungsgefahr nicht ganz ausgeschlossen werden kann.

1